

COMFORT GLIDE



Istruzioni:

A Comfort Glide Telo Riposizionamento **B** Comfort Glide Cunei **C** Comfort Glide Telo Assorbente

Come utilizzare il telo Comfort Glide ed il telo assorbente



1 Aprire e posizionare il telo accanto al paziente. Allineare la parte superiore del telo alle spalle del paziente.



2 Posizionare il telo assorbente sopra il telo di posizionamento, mantenendo il lato stampato verso il basso.



3 Spingere i lati del telo in senso longitudinale ed inserirli sotto il paziente.



4 Ruotare il paziente nella direzione opposta.



5 Aprire il telo di posizionamento ed il telo assorbente. Riportare delicatamente il paziente sulla sua schiena.



6 Utilizzando le maniglie poste sul telo posizionamento, fare scivolare delicatamente il paziente verso il centro del letto.

Come utilizzare i Cunei Comfort Glide



1 Ruotare delicatamente il paziente su un lato.



2 Localizzare la zona sacrale del paziente. Posizionare un cuneo 5 cm sopra la zona sacrale.



3 Posizionare un altro cuneo 5 cm sotto la zona sacrale.



4 Assicurarvi che i cunei siano distanti circa un palmo.



5 Ruotare lentamente il paziente sui cunei. Assicurarvi che la zona sacrale sia "sospesa" tra i due cunei.

Attenzione:

1. I componenti non sono progettati per il sollevamento del paziente.
2. Non utilizzare in combinazione con altri dispositivi di sollevamento o posizionamento.
3. Per un risultato ottimale, utilizzare solo combinazioni di prodotti Comfort Glide.
4. **ATTENZIONE:** se utilizzate i cunei con Comfort Glide, non utilizzare il telo di posizionamento per far scivolare il paziente sui cunei. Utilizzare il metodo di rotazione per posizionare i cunei sotto il paziente.
5. Fare riferimento e seguire sempre le linee guida del vostro presidio sanitario per una corretta procedura di posizionamento.

Per ulteriori informazioni su Comfort Glide, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it