

INSERCIÓN DE VÍA CENTRAL CUHG1-INT

Extraer Compass UniversalHg de su envase estéril.

Activar y calibrar Compass UniversalHg pulsando el botón azul de encendido durante aproximadamente un segundo hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla (Figura 1).

Advertencia: Activar y calibrar Compass UniversalHg antes de acoplar accesorios para evitar una presión basal incorrecta.

Extraer el tapón luer proximal (Figura 2). La extracción de este tapón antes de la calibración no afecta a la lectura.

Acoplar la aguja introductora y la jeringa a Compass UniversalHg (Figura 3).

Introducir la aguja introductora en la vía central o en otro vaso sanguíneo. Verificar el acceso al vaso sanguíneo utilizando la lectura de la presión. La presión aparece en la pantalla LCD de Compass UniversalHg (Figura 4).

Introducir el cable guía (hasta 0,096 cm de diámetro) a través del puerto de Compass UniversalHg y en el vaso sanguíneo (Figura 5). Los cables guía más pequeños pueden necesitar el uso de la herramienta de introducción de cables guía que viene en el envase del cable guía.

Técnica alternativa: Extraer la jeringa e introducir el cable guía a través del puerto de jeringa de Compass UniversalHg.

Mantener el cable guía en su lugar y extraer la aguja introductora y el conjunto Compass UniversalHg.

Realizar la inserción del catéter según las instrucciones del fabricante del catéter.

Apagado del dispositivo y recalibración

Pulsar el botón tres veces con una secuencia «PULSAR – PULSAR – MANTENER» (es decir, pulsar rápidamente el botón dos veces y después mantener pulsado el botón hasta que el dispositivo se apague). Para recalibrar y poner a cero el dispositivo, abrir el dispositivo y pulsar el botón de encendido hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla.

Para ver las instrucciones y las advertencias completas, consultar las instrucciones de uso incluidas en el dispositivo.

