

INSERIMENTO DI UN CATETERE VENOSO CENTRALE CUHG1-INT

Rimuovere il misuratore di pressione Compass UniversalHg dalla sua confezione sterile.

Attivare e calibrare l'apparecchio premendo il bottone blu di accensione per circa un secondo, cioè fino a quando sul display non comparirà la lettura "00mm" (Figura 1).

Attenzione: Le operazioni di attivazione e calibratura devono essere effettuate prima di collegare lo strumento agli accessori, per non incorrere in una misurazione errata della pressione basale.

Rimuovere il tappo luer prossimale (Figura 2). La rimozione del tappo prima della calibratura non ha alcun effetto sulla misurazione.

Attaccare l'ago introduttore e la siringa al Compass UniversalHg (Figura 3).

Inserire l'ago introduttore nella vena centrale o in un altro vaso sanguigno.

Verificare l'avvenuto accesso al vaso tramite la lettura della pressione. I valori pressori sono presenti sul display a cristalli liquidi dell'apparecchio Compass UniversalHg (Figura 4).

Inserire il catetere guida (fino a 0.096 cm di diametro) attraverso l'apposita porta dello strumento e successivamente nel vaso sanguigno (Figure 5). Cateteri guida più piccoli potrebbero richiedere l'utilizzo di un dispositivo per l'inserzione con relativo supporto per il catetere stesso.

Tecnica alternativa: rimuovere la siringa ed inserire il catetere guida attraverso l'apposita porta per la siringa di cui l'apparecchio Compass UniversalHg è dotato.

Lasciare il catetere guida in posizione e rimuovere sia l'ago introduttore che il blocco Compass UniversalHg.

Eseguire le procedure di inserimento del catetere in accordo con le istruzioni fornite dalla casa produttrice.

Spegnimento dello Strumento e Ricalibratura

Esercitare una pressione per tre volte sul bottone seguendo la sequenza 'PREMERE - PREMERE - TENERE PREMUTO' (ovverosia premere rapidamente il bottone due volte per poi tenerlo premuto una terza fino allo spegnimento dello strumento). Per ricalibrare ed azzerare l'apparecchio, esporlo alla pressione atmosferica e premere il bottone di accensione fino al comparire della lettura '00 mm' sul display.

Nelle istruzioni allegate all'apparecchio potrete trovare integralmente le avvertenze e le modalità d'utilizzo.

