

CATETERISMO VENOSO CENTRAL CUHG1-INT

Remover o Compass UniversalHg da embalagem estéril.

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul durante aproximadamente um segundo até aparecer «00 mm» no visor (Figura 1).

Aviso: Ativar e calibrar o Compass UniversalHg antes de o ligar aos acessórios para evitar uma pressão inicial de referência incorreta.

Remover a tampa Luer proximal (Figura 2). A remoção desta tampa antes da calibração não afeta a leitura.

Adaptar a agulha introdutora e a seringa no Compass UniversalHg (Figura 3).

Introduzir a agulha introdutora na veia central ou outro vaso.

Verificar o acesso ao vaso através da leitura da pressão. A pressão é exibida no LCD do Compass UniversalHg (Figura 4).

Introduzir o fio-guia (até 0,096 cm de diâmetro) na entrada para fios-guia do Compass UniversalHg e no vaso (Figura 5). Os fios-guia mais pequenos poderão exigir a utilização do introdutor do fio-guia que o acompanha.

Técnica alternativa: Remover a seringa e introduzir o fio-guia através da entrada para seringas do Compass UniversalHg.

Manter o fio-guia na sua posição e remover a agulha introdutora e o conjunto do Compass UniversalHg.

Executar o cateterismo de acordo com as instruções do fabricante do cateter.

Desligar e recalibrar o dispositivo

Pressionar o botão três vezes numa sequência «PRESSIONAR - PRESSIONAR - MANTER PRESSIONADO» (ou seja, pressionar o botão rapidamente duas vezes seguidas e depois, à terceira, a manter o botão pressionado até o dispositivo se desligar). Para recalibrar e repor o dispositivo a zero, abrir o dispositivo para a atmosfera e pressionar o botão de energia até aparecer «00 mm» no visor.

Para obter instruções completas e avisos, consulte as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.

