

ALGEMEEN GEBRUIK

CUHG1-INT

Haal de Compass UniversalHg uit de steriele verpakking.

Verwijder de proximale luer dop.

Voor drukmeting van het compartiment:

Bevestig het distale uiteinde van het apparaat op een 18 gauge naald. Het proximale uiteinde van het apparaat kan aan elke spuit met steriele zoutoplossing worden bevestigd.

Flush het apparaat met zoutoplossing. Houd vervolgens het apparaat onder de inbrenghoek, druk op de blauwe knop aan de zijkant totdat '00 mm' verschijnt (Afbeelding 1).

Steek de naald in het weefsel totdat het compartiment is bereikt en injecteer ruwweg 0,3 CC zoutoplossing om er zeker van te zijn dat er geen subcutaan weefsel is dat de punt van de naald blokkeert. Nadat de zoutoplossing is toegediend, leest u eenvoudig de druk in het compartiment af.

Voor andere toepassingen:

Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg door ongeveer één seconde op de blauwe knop te drukken tot er '00 mm' in het display staat (Afbeelding 1).

Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg voordat deze aan de accessoires gekoppeld wordt om een incorrecte basisdruk te voorkomen. Er geldt een uitzondering op deze stap voor toepassingen bij compartimentsdruk.

Koppel afhankelijk van de toepassing een accessoire (e.g. doorspoel spuit, afsluitdop, extensie of infuuslang) aan de proximale vrouwelijke luer lock poort van de Compass UniversalHg (Afbeelding 2).

Koppel afhankelijk van de toepassing, het distale mannelijke luer lock uiteinde van de Compass UniversalHg aan een accessoire (e.g. naald, distale lumen van een centrale katheter, extensieset of naaldvrije afsluitkraan bij de patiënt) (Afbeelding 3).

Druk wordt weergegeven op het LCD scherm van de Compass UniversalHg (Afbeelding 4).

Breng, als het nodig is voor de procedure, de voeddraad (tot 0.096cm diameter) in de ader door de Compass UniversalHg voeddraad opening (Afbeelding 5). Bij dunnere voedraden kan het nodig zijn de bijbehorende voedraad-inbrengaccessoire te gebruiken.

Apparaat Uitschakelen en Herkalibratie:

Druk drie keer op de knop in de volgorde 'INDRUKKEN - INDRUKKEN - VASTHOUDEN' (dat wil zeggen drie keer achter elkaar op de knop drukken en bij de derde keer de knop vasthouden tot het apparaat uit gaat). Voor herkalibratie van het apparaat naar 0, dient het apparaat blootgesteld te worden aan de atmosfeer door op de knop te drukken totdat er '00 mm' in het display verschijnt.

Lees de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd wordt voor volledige instructies en waarschuwingen.

