

Mascarillas de uso médico

Mascarilla Quirúrgica

Este tipo de mascarilla debe ser usada durante una posible exposición a patógenos. Es eficaz contra la transmisión por medio de gotículas (saliva y otras secreciones). La protección ante patógenos de transmisión aérea no es posible. Existen tres categorías, según la norma EN 14683 (Tipo I, Tipo II y Tipo IIR). Sin embargo, Medline solo cuenta con mascarillas de las categorías descritas a continuación:

Quirúrgica - Tipo II

Las mascarillas de Tipo II deben utilizarse durante las intervenciones quirúrgicas o los procedimientos de atención al paciente sin posibilidad de exposición a los fluidos biológicos. Dependiendo del uso previsto, estas mascarillas pueden venir con:

- Gomas: en mascarillas para procedimientos; para ser usadas en planta, para el cuidado de los pacientes (realización de curas, etc.)
- Cintas: en mascarillas quirúrgicas; para ser usadas en el quirófano

Quirúrgica - Tipo IIR

Las mascarillas de Tipo IIR deben utilizarse durante las intervenciones quirúrgicas o los procedimientos de atención al paciente en los que exista la posibilidad de exposición a fluidos biológicos. Estas mascarillas ofrecen un alto nivel de protección frente a fluidos y son adecuados para procedimientos de larga duración.

Para mejorar el nivel de protección y comodidad, existen diferentes opciones disponibles (pantalla ocular, banda antivaho, etc.). Las mascarillas Tipo IIR están disponibles con cintas o con gomas (ver descripción para Tipo II).



Mascarillas para procedimientos



Mascarilla quirúrgica



Mascarilla antisalpicaduras



Mascarilla con pantalla

Consejo: Se recomienda cambiar la mascarilla cada 3 horas o si está manchada, húmeda o dañada. No reutilizar una mascarilla después de habérsela quitado de la cara.

Para obtener más información sobre mascarillas quirúrgicas, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite es.medline.eu

Mascarilla de protección respiratoria

Este tipo de mascarillas está indicada para ser usada frente a patógenos de transmisión aérea. Existen tres clasificaciones, FFP1, FFP2 y FFP3, según la norma EN149.

Las mascarillas respiratorias están clasificadas según el rendimiento de filtración:

- FFP1: se utilizará si hay un bajo riesgo o no hay contacto directo con un paciente infectado (por ejemplo, durante el traslado de un paciente, etc.)
- FFP2/FFP3: para ser usadas durante procedimientos de alto riesgo con posibilidad de contacto directo con un paciente infectado (por ejemplo, durante la intubación, cuidado de pacientes, etc.)

El rendimiento de una mascarilla respiratoria se evalúa teniendo en cuenta su capacidad de filtración y estanqueidad. Las mascarillas respiratorias están disponibles con o sin válvula, en forma de cono o planas.



Mascarilla plana



Mascarilla con forma de cono y con válvula

Consejo: Cambiar la mascarilla respiratoria si está manchada, húmeda o dañada. Las mascarillas respiratorias ofrecen protección durante 8 horas de uso continuado. No reutilizar una mascarilla respiratoria después de habérsela quitado de la cara.