



VALPREVENTIE OPLOSSING

ANTISLIP SOKKEN

Onze aanbevelingen

In overeenstemming met het valpreventiebeleid van dit ziekenhuis, is het raadzaam dat Medline antislip sokken worden gebruikt als een methode voor het verminderen van uitglijden en struikelen, die tot vallen kunnen leiden in de volgende situaties:

- Patiënten hebben geen, of ongepast schoeisel bij toelating tot het ziekenhuis, of tijdens hun verblijf op uw afdeling.
- Gewoon schoeisel kan niet worden toegepast (bijvoorbeeld over verband of oedemateuze voeten).
- Een patiënt comformeert zich niet met het dragen van schoeisel op alle aanbevolen tijdstippen (bijvoorbeeld als gevolg van verwarring of agitatie) waar blootsvoets of het dragen van conventionele sokken het risico op vallen van de patiënt verhoogd.

De antislip sokken **MOETEN** tenminste dagelijks verwijderd worden om voetgezondheid en hygiëne te controleren en drukgebieden checks uit te voeren.

Men moet voorzichtig zijn bij het gebruik van antislip sokken bij patiënten die:

- Onstabiel lopen
- Vaatziekten hebben in de onderste ledematen
- Compresverband dragen om de onderste ledematen
- Oedeem hebben in de onderste ledematen
- Een voetstoornis hebben
- Diabetische neuropathie hebben.

Gelieve contact op te nemen met de juiste specialist wanneer u wilt weten of antislip sokken een passende interventie voor uw patiënt zijn.

Medline SKU	Sokmaat*	Europese Maat	Kleur	Verpakking
MDTEDBTRDL	Large	36-38	Light Blue	48 st/doos
MDTEFP218R	One size fits most	36-43	Red	
MDTEDBTRDXL	X-Large	39-43	Tan	
MDTEDBTRDXXL	XX-Large	44-46	Grey	
MDTEDBTRDBA	Bariatric	> 46	Black	

* We bieden ook Kind, Small en Medium sokmaten, maar de maten in de tabel omvatten de meest voorkomende maten. Als toevoeging, hebben we gele sokken voor patiënten met een hoog risico.

Voor meer informatie verwijzen we naar uw Medline Valpreventie Pocket Guide of neem contact op met uw Medline contactpersoon.