

MED-SOFT

Colocación de la bolsa

A continuación indicaciones de cómo colocar la bolsa en el cánister de una manera correcta.



Siempre fijar el cánister a una sujeción apropiada antes de introducir la bolsa para evitar que el cánister pueda caer. Asegúrese que siempre usa la bolsa en un cánister de su misma capacidad.

1

Retire la bolsa protectora individual mediante su sistema de apertura rápida y sencilla. Extienda la bolsa desde su parte inferior sujetando la tapa con la otra mano.



Déjela lo más extendida posible.



2

Una vez extendida, para facilitar su introducción cierre el puerto tándem con su tapón. Puede también usar el dedo si le es más cómodo para evitar la salida de aire.



3

Inserte la bolsa en el cánister de manera vertical, si es necesario haga pequeños giros de muñeca. Ajuste la tapa firmemente sobre el cánister.



Cuando el vacío está en ON se facilita el ajuste de la bolsa en el cánister.

4

Compruebe que las conexiones de vacío están correctamente ajustadas, conecte el tubo rojo de vacío en el puerto de vacío de la tapa de la bolsa y abra la llave de vacío.



5

Con la llave de vacío en ON y el sistema aspirando tape por un instante el puerto de paciente con el dedo para asegurar que la bolsa queda ajustada correctamente.



6

Conecte el tubo de paciente al conector en L del puerto de paciente.



Recuerde cerrar la aspiración al finalizar cuando no lo necesite.

Para más información acerca de los sistemas de aspiración quirúrgica Medline, por favor, póngase en contacto con su delegado comercial de zona o visítenos en: www.medline.eu/es