

Lacci emostatici monouso

Alternativa valida e più economica dei lacci riutilizzabili



**Riduci il rischio di
contaminazione
crociata**



Lacci emostatici monouso

I lacci emostatici monouso di Medline vengono utilizzati sui pazienti per prelievi di sangue venoso e incannulamento endovenoso. Molti studi hanno mostrato che i lacci emostatici riutilizzabili rappresentano una potenziale fonte di contaminazione crociata tra paziente ed operatori sanitari a causa della insufficiente disinfezione del laccio stesso e della mancanza di procedure per il controllo delle infezioni. L'utilizzo dei lacci riutilizzabili potrebbe essere una delle cause maggiori della diffusione di gravi infezioni associate all'assistenza sanitaria, tra cui l'MRSA (da *Staphylococcus aureus*).

Per tali ragioni e per aiutare gli operatori sanitari a prevenire la diffusione di gravi infezioni, i nostri lacci emostatici:

- promuovono la politica del [singolo utilizzo](#)
- offrono una eccellente combinazione di [qualità, convenienza e facilità di utilizzo](#)
- sono inoltre caratterizzati da una confortevole texture, [latex free](#), che consente al laccio di rimanere fermo in sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per l'uso



1. Per prima cosa posizionare il laccio attorno al braccio, incrociando i due laccetti ed allungarli, tirandoli.
2. Continuate a tirare i laccetti e, tenendo premuta un'estremità, prendete l'altra e passatela sotto il punto di incrocio dei due laccetti, formando un'ansa.
3. Nel formare il 'fiocco', un'estremità deve risultare più lunga dell'altra. La parte più lunga deve passare sopra la più corta. Questo permette di poter piegare il laccio durante la formazione del 'fiocco'. Non fate un nodo, poiché scioglierlo potrebbe essere difficoltoso e causare problemi al paziente. Piegare un'estremità sotto l'altra per far rimanere in tutta sicurezza il laccio in posizione.
4. Rimuovete successivamente il laccio emostatico tirando l'estremità piegata sotto il 'fiocco'.
5. Smaltire il laccio emostatico nei rifiuti biologici dopo l'utilizzo.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Confezionamento
DYNDE75020A	Lacci emostatici arrotolati, monouso	2.5 x 45.7 cm	100/conf.
DYNDE75025	Lacci emostatici arrotolati, monouso	2.5 x 55 cm	25/conf.



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  