

Torniquetes desechables

Alternativa costo eficiente a los torniquetes reutilizables



**Reduce el riesgo
de contaminación
cruzada**



Torniquetes desechables

Los torniquetes desechables de Medline se utilizan en pacientes para la toma de muestras de sangre venosa y la canulación intravenosa. Numerosos estudios demuestran que los torniquetes reutilizables representan una fuente potencial de contaminación cruzada entre los pacientes y el personal sanitario debido a la insuficiente desinfección de los torniquetes y a la falta de procedimientos de control de infecciones. El uso de estos torniquetes podría ser una de las principales causas de propagación de infecciones graves asociadas a la atención sanitaria, como el SARM.

Por las razones anteriores y para ayudar al personal sanitario a prevenir la propagación de infecciones graves, nuestros torniquetes:

- promueven un [protocolo de uso único](#),
- ofrecen una combinación inmejorable de [valor, calidad y facilidad de uso](#),
- y también cuentan con una textura cómoda y [sin látex](#) que permite que el torniquete sea seguro mientras se usa.

Instrucciones de uso



1. Coloque el torniquete alrededor del brazo, cruce el torniquete y estire.
2. Estire el torniquete y presione un extremo; alrededor del brazo, lleve el otro extremo por debajo del círculo.
3. El torniquete se forma en un arco, pero tenga en cuenta que ambos extremos del torniquete están en el mismo lado, lo cual es importante para la retirada. No haga un nudo, ya que su retirada resultaría complicada. Meta el extremo bajo el otro para que el torniquete permanezca en el paciente de forma segura.
4. Suelte el torniquete: para retirarlo, tire del extremo del torniquete como se indica en la imagen.
5. Deseche el torniquete en el contenedor de residuos clínicos después de su uso.

Referencia	Descripción	Tamaño	Envasado
DYNDE75020A	Torniquetes enrollados desechables	2,5 x 45,7 cm	100/caja
DYNDE75025	Torniquetes enrollados desechables	2,5 x 55 cm	25/caja



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
es.medline.eu
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US