



**VERKLEIN HET RISICO
OP KRUISBESMETTING.**

Disposable stuwbanden
Kostenefficiënt alternatief voor herbruikbare stuwbanden

DISPOSABLE STUWBANDEN

Disposable stuwbanden van Medline worden gebruikt bij patiënten voor bloedafname en bij het aanleggen van een infuus. Verschillende onderzoeken laten zien dat herbruikbare stuwbanden een mogelijke bron van kruisbesmetting zijn tussen patiënten en medewerkers, door onvoldoende desinfecteren van de stuwbanden en een gebrek aan procedures om infectie tegen te gaan. Het gebruik van deze stuwbanden kan een grote oorzaak zijn van het verspreiden van ernstige infecties in de gezondheidszorg, waaronder MRSA.

Om bovenstaande redenen, en om medewerkers het verspreiden van ernstige infecties te helpen voorkomen, zijn onze stuwbanden:

- Bevorderlijk voor een 'single use' beleid,
- Een onverslaanbare combinatie van prijs, kwaliteit en gebruiksgemak,
- Gemaakt met een comfortabele, latex vrije structuur, waardoor de stuwband goed blijft zitten tijdens het gebruik.

Gebruiksaanwijzing



1. Plaats de stuwband rond de arm en kruis de uiteindes.
2. Rek de stuwband op en trek één uiteinde strak rond de arm, houd het andere uiteinde onder de cirkel.
3. Vorm een strik met de stuwband, maar let erop dat beide uiteindes aan dezelfde kant van de arm zitten in verband met het verwijderen van de stuwband. Maak GEEN knoop, omdat dit het verwijderen bemoeilijkt. Stop één uiteinde onder de andere, zodat de stuwband goed vast blijft zitten.
4. Maak de stuwband los – om hem te verwijderen, trek aan één uiteinde van de stuwband, zoals te zien op de foto.
5. Gooi de stuwband weg in een medische afvalbak na gebruik.

Artikel	Omschrijving	Formaat	Verpakking
DYNDE75020A	Disposable opgerolde stuwbanden	2.5 x 45.7 cm	100/doos
DYNDE75025	Disposable opgerolde stuwbanden	2.5 x 55 cm	25/doos



Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw Medline vertegenwoordiger, of ga naar nl.medline.eu



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BVBA
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Pegasuslaan 5
1831 Machelen (Brab.)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

Deze producten zijn steriel volgens de Classe I voor Medische Hulpmiddelen
Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten die kunnen optreden binnen deze brochure te corrigeren.
© 2020 Medline Industries, Inc Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML535_NL 09/2020.