

Cómo usarlo:

HISOPO DE SUCCIÓN MDS096525EU

La función de succión ayuda a eliminar las secreciones y la cabeza angulada ayuda a alcanzar la parte posterior de la cavidad oral para conseguir una limpieza más exhaustiva.

- 1** Usando guantes, revisar la boca del paciente y realizar una succión completa de la cavidad bucal si es necesario.
 - » Con una cánula de succión, por ejemplo

- 2** Eliminar el embalaje y comprobar el estado del hisopo.
 - » Esponja, tubo, conector ...

- 3** Conectar el hisopo de succión a un tubo de aspiración y utilizar el puerto para controlar la succión.
 - » Tapar el puerto con el pulgar para succionar.
 - » Destapar el puerto para parar la succión.

- 4** Empapar el hisopo con una solución apropiada.
 - » Agua, enjuague bucal, etc.

- 5** Realizar el cuidado oral durante 1 o 2 minutos.
 - » La parte de la esponja estimula el tejido oral.
 - » Mojar el hisopo en la solución de nuevo si es necesario.

- 6** Una vez terminado, revisar la cavidad oral del paciente y eliminar cualquier posible residuo antes de desechar el hisopo.



Este producto es un producto sanitario de clase I cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

  Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Para saber más sobre los cuidados bucales, contacte con su gestor de cuentas o visite www.medline.eu/es



VAPREVENT™

CUIDADO ORAL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES

Cómo usarlo:

CEPILLO DE DIENTES CON SUCCIÓN MDS096575EU

El cepillo de dientes supersuave con esponja se usa para conseguir un desbridamiento mecánico y una estimulación de los dientes y las encías. La función de succión ayuda a eliminar las secreciones.

1 Usando guantes, revisar la boca del paciente y realizar una succión completa de la cavidad oral si es necesario.

» Con una cánula de succión, por ejemplo

2 Eliminar el embalaje y comprobar el estado del cepillo de dientes.

» Esponja, tubo, conector ...

3 Conectar el cepillo de dientes con succión a un tubo de aspiración y utilizar el puerto para controlar la succión.

» Tapar el puerto con el pulgar para succionar.

» Destapar el puerto para parar la succión.

4 Empapar el cepillo de dientes con una solución apropiada.

» Agua, enjuague bucal, etc.

5 Realizar el cuidado oral durante 1 o 2 minutos.

» Utilizar las cerdas para cepillar.

» La esponja estimula el tejido oral.

» Mojar el cepillo de dientes en la solución de nuevo si es necesario.

6 Una vez terminado, revisar la cavidad oral del paciente y eliminar cualquier posible residuo antes de desechar el cepillo de dientes.



Este producto es un producto sanitario de clase I cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

CE  Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

EC REP  Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Para saber más sobre los cuidados bucales, contacte con su gestor de cuentas o visite www.medline.eu/es