

### Modalità di utilizzo:

#### TAMPONE DI ASPIRAZIONE MDS096525EU

La funzione di aspirazione agevola la rimozione delle secrezioni e la testa inclinata permette di raggiungere la parte posteriore del cavo orale per una pulizia più accurata.

**1** Indossare i guanti, controllare il cavo orale del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario.

» Con una cannula di aspirazione, ad esempio

**2** Rimuovere la pellicola e assicurarsi che il prodotto sia integro.

» Spugna, manico, connettore ...

**3** Collegare il connettore del tampone al sistema di aspirazione ed utilizzare il foro del vuoto per il controllo dell'aspirazione.

» Chiudere il foro con il pollice per aspirare.  
» Alzare il pollice per interrompere l'aspirazione.

**4** Impregnare il tampone con una soluzione adeguata.

» Acqua, collutorio, ecc.

**5** Eseguire la procedura di igiene per 1 o 2 minuti.


» La parte in spugna stimola il tessuto orale.  
» Immergere nuovamente il tampone nella soluzione se necessario.

**6** Al termine dell'operazione, controllare la cavità orale del paziente e rimuovere eventuali residui, prima di smaltire il prodotto.



Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

  Medline Industries Inc.  
Three Lakes Drive  
Northfield, IL 60093, USA

 Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Per ulteriori informazioni sulla cura del cavo orale, contattare l'account manager o visitare il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

### Modalità di utilizzo:

#### MDS096575EU SPAZZOLINO DA DENTI CON ASPIRAZIONE

Lo spazzolino da denti super morbido dotato di spugna viene utilizzato per il trattamento meccanico e la stimolazione di denti e gengive. La funzione di aspirazione consente di rimuovere le secrezioni.

**1** Indossare i guanti, controllare il cavo orale del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario.

» Con una cannula di aspirazione, ad esempio

**2** Rimuovere la pellicola e verificare lo stato dello spazzolino.  
» Spugna, manico, connettore ...

**3** Collegare il connettore dello spazzolino da denti al sistema di aspirazione ed utilizzare il foro nel manico per il controllo dell'aspirazione.  
» Chiudere il foro con il pollice per l'aspirazione.  
» Alzare il pollice per interrompere l'aspirazione.

**4** Impregnare lo spazzolino da denti con una soluzione adeguata.  
» Acqua, collutorio, ecc.

**5** Eseguire la procedura di igiene per 1 o 2 minuti.  
» Utilizzare le setole per la spazzolatura.  
» La parte in spugna stimola il tessuto orale.  
» Immergere nuovamente lo spazzolino nella soluzione se necessario.

**6** Al termine dell'operazione, controllare la cavità orale del paziente e rimuovere eventuali residui prima di smaltire lo spazzolino da denti.



Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

  Medline Industries Inc.  
Three Lakes Drive  
Northfield, IL 60093, USA  
Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Per ulteriori informazioni sulla cura del cavo orale, contattare l'account manager o visitare il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)