



VAPrevent®
Cuidado bucal
y prevención
de infecciones

Cómo se usa: Bastoncillo con aspiración MDS096525EU

La función de aspiración ayuda a eliminar las secreciones, y el cabezal angulado le ayuda a alcanzar la parte posterior de la boca para obtener una limpieza exhaustiva.

- 1** Con las manos enguantadas, inspeccione la boca del paciente y aplique la aspiración en toda la cavidad bucal en caso necesario.
 - Con una cánula de aspiración, por ejemplo
- 2** Retire el envase y compruebe el estado del bastoncillo.
 - Espuma, mango, conector...
- 3** Conecte el bastoncillo con aspiración al sistema del tubo de aspiración y utilice el puerto de pulgar para el control de la succión.
 - Tape el orificio con el pulgar para activar la aspiración.
 - Libere el orificio para detener la aspiración.
- 4** Sature el bastoncillo con una solución apropiada.
 - Agua, enjuague bucal, etc.
- 5** Realice el cuidado bucal durante 1-2 minutos.
 - La espuma estimula el tejido bucal.
 - En caso necesario, sumerja el bastoncillo de nuevo en la solución.
- 6** Una vez terminado el proceso, inspeccione la cavidad bucal del paciente y retire cualquier residuo antes de desechar el bastoncillo.



Para saber más sobre cuidado bucal, póngase en contacto con su delegado comercial o visítenos en: www.medline.eu/es



VAPrevent®
Cuidado bucal
y prevención
de infecciones

Cómo se usa: Cepillo de dientes con aspiración MDS096575EU

El cepillo de dientes supersuave con esponja se utiliza para facilitar el desbridamiento mecánico y la estimulación de la boca y las encías. La función de aspiración ayuda a eliminar las secreciones.

- 1** Con las manos enguantadas, inspeccione la boca del paciente y aplique la aspiración en toda la cavidad bucal en caso necesario.
 - Con una cánula de aspiración, por ejemplo
- 2** Retire el envase y compruebe el estado del cepillo de dientes.
 - Espuma, mango, conector...
- 3** Conecte el cepillo de dientes con aspiración al sistema del tubo de aspiración y utilice el puerto de pulgar para el control de la succión.
 - Tape el orificio con el pulgar para activar la aspiración.
 - Libere el orificio para detener la aspiración.
- 4** Sature el cepillo de dientes con una solución apropiada.
 - Agua, enjuague bucal, etc.
- 5** Realice el cuidado bucal durante 1-2 minutos.
 - Utilice los filamentos supersuaves para el cepillado.
 - La espuma estimula el tejido bucal.
 - En caso necesario, sumerja el cepillo de dientes de nuevo en la solución.
- 6** Una vez terminado el proceso, inspeccione la cavidad bucal del paciente y retire cualquier residuo antes de desechar el cepillo de dientes.



Para saber más sobre cuidado bucal, póngase en contacto con su delegado comercial o visítenos en: www.medline.eu/es