



VAPrevent®
Igiene orale e
prevenzione
delle infezioni

Modalità di utilizzo: Tampone di Aspirazione MDS096525EU

La funzione di aspirazione agevola la rimozione delle secrezioni, e la testa inclinata permette di raggiungere la parte posteriore della bocca per una pulizia più accurata.

- 1** Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione della cavità orale, se necessario.
 - Con una cannula di aspirazione, ad esempio
- 2** Rimuovere l'imballaggio e verificare le condizioni del tampone.
 - Spugna, impugnatura, connettore ...
- 3** Collegare il tampone di aspirazione al sistema di aspirazione e utilizzare il foro del vuoto per il controllo dell'aspirazione.
 - Chiudere il foro con il pollice per aspirare.
 - Alzare il pollice per interrompere l'aspirazione.
- 4** Impregnare il tampone con una soluzione adeguata e intuitiva
 - Acqua, collutorio ecc.
- 5** Eseguire la procedura di igiene per 1 o 2 minuti.
 - La parte in spugna stimola il tessuto orale.
 - Immergere nuovamente il tampone nella soluzione se necessario.
- 6** Al termine, controllare la cavità orale del paziente e rimuovere eventuali residui prima di gettare il tampone.



Per saperne di più sull'igiene orale, contattate il vostro account manager di riferimento o visitare il nostro sito all'indirizzo www.medline.eu/it



VAPrevent®
Igiene orale e
prevenzione
delle infezioni

Modalità di utilizzo: Spazzolino da Denti con Aspirazione MDS096575EU

Lo spazzolino da denti super-morbido dotato di spugna viene utilizzato per il trattamento meccanico e stimolazione di denti e gengive. La funzione di aspirazione consente di rimuovere le secrezioni.

- 1** Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione della cavità orale, se necessario.
 - Con una cannula di aspirazione, ad esempio
- 2** Rimuovere l'imballaggio e verificare le condizioni dello spazzolino.
 - Spugna, impugnatura, connettore ...
- 3** Collegare il tampone di aspirazione al sistema di aspirazione e utilizzare il foro del vuoto per il controllo dell'aspirazione.
 - Chiudere il foro con il pollice per aspirare.
 - Alzare il pollice per interrompere l'aspirazione.
- 4** Impregnare lo spazzolino da denti con una soluzione adeguata.
 - Acqua, collutorio ecc.
- 5** Eseguire la procedura di igiene per 1 o 2 minuti.
 - Utilizzare le setole per spazzolare.
 - La parte in spugna stimola il tessuto orale.
 - Immergere nuovamente lo spazzolino nella soluzione se necessario.
- 6** Al termine dell'operazione, controllare la cavità orale del paziente e rimuovere eventuali residui prima di smaltire lo spazzolino da denti.



Per saperne di più sull'igiene orale, contattate il vostro account manager di riferimento o visitate il nostro sito all'indirizzo www.medline.eu/it