



**VAPrevent<sup>®</sup>**  
Mondzorg  
en infectie-  
preventie

## Hoe te gebruiken: Mondverzorgingsstaafje met afzuiging MDS096525EU

De zuigfunctie helpt bij het verwijderen van afscheidingen en de schuine tip helpt u bij het bereiken van de achterkant van de mond voor een grondigere reiniging.

- 1** Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patiënt en zuig de mondholte zo nodig uit.
  - Met bijvoorbeeld een afzuigcanule.
- 2** Verwijder de verpakking en controleer het staafje.
  - Schuim, handvat, connector...
- 3** Sluit het mondverzorgingsstaafje aan op het afzuigslangstelsel en gebruik het duimgat voor controle over de afzuiging.
  - Sluit het gat met uw duim voor het activeren van de afzuiging.
  - Haal uw duim van het gat om het afzuigen te stoppen.
- 4** Drenk het staafje in de juiste vloeistof.
  - Water, mondwater enz.
- 5** Voer deze behandeling gedurende 1 tot 2 minuten uit.
  - Het schuim stimuleert het mondweefsel.
  - Dompel het staafje zo nodig opnieuw in de vloeistof.
- 6** Controleer de mond van de patiënt als u klaar bent, en verwijder enig vuil voordat u het staafje weggooit.



Voor meer informatie over mondzorg kunt u contact opnemen met uw account manager of bezoek: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**VAPrevent<sup>®</sup>**  
Mondzorg  
en infectie-  
preventie

## Hoe te gebruiken: Tandенborstel met afzuiging MDS096575EU

De super zachte tandenborstel met een spons wordt gebruikt voor mechanische vuilverwijdering en stimulatie van de tanden en het tandvlees. De zuigfunctie helpt bij het verwijderen van afscheidingen.

- 1** Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patiënt en zuig de mondholte zo nodig uit.
  - Met bijvoorbeeld een afzuigcanule.
- 2** Verwijder de verpakking en controleer de tandenborstel.
  - Schuim, handvat, connector...
- 3** Sluit de tandenborstel aan op het afzuigslangstelsel en gebruik het duimgat voor controle over de afzuiging.
  - Sluit het gat met uw duim voor het activeren van de afzuiging.
  - Haal uw duim van het gat om het afzuigen te stoppen.
- 4** Drenk de tandenborstel in de juiste vloeistof.
  - Water, mondwater enz.
- 5** Voer deze behandeling gedurende 1 tot 2 minuten uit.
  - Gebruik de haren voor het borstelen.
  - Het schuim stimuleert het mondweefsel.
  - Dompel de tandenborstel zo nodig opnieuw in de vloeistof.
- 6** Controleer de mond van de patiënt als u klaar bent, en verwijder enig vuil voordat u de tandenborstel weggooit.



Voor meer informatie over mondzorg kunt u contact opnemen met uw account manager of bezoek: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)