

VAPrevent®

Istruzioni per l'uso: MDS096013MEU



1 Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario. Poi rimuovere la pellicola del confezionamento, prendere il DenTips® ed assicurarsi che la spugna sia intatta.



2 Utilizzare un blocco morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Aprire il collutorio di Medline e versarlo nella coppa presente nel confezionamento.



3 Saturare il DenTips® con il collutorio. Pulire delicatamente denti e gengive per circa 1-2 minuti.



4 Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.



5 Aprire il gel idratante di Medline e spremere sul DenTips®. Distribuire delicatamente nella bocca (denti, labbra, lingua e palato).



6 Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.

Per ulteriori informazioni, sulla cura del cavo orale, contattare l'account manager o visitare il sito www.medline.eu/it