

# VAPrevent®

Instruções de utilização: MDS096013MEU



1  
Com as luvas calçadas, examine a cavidade oral do doente e forneça sucção global se necessário. Depois, puxe para trás a película da embalagem, retire a DenTips® e, delicadamente, certifique-se de que a espuma da DenTips está intacta.



2  
Ao realizar a higiene oral em doentes com níveis de consciência alterados ou em pacientes que não conseguem compreender ordens, utilize um afastador bucal. Abra o elixir Medline e deite-o no copo que vem na embalagem.



3  
Sature a espuma DenTips com elixir. Limpar delicadamente os dentes e as gengivas durante aproximadamente 1-2 minutos.



4  
Após a utilização, certifique-se de que a espuma está intacta antes de eliminar a DenTips®. Inspeccione a cavidade oral e remova quaisquer partículas, se as houver.



5  
Abrir o hidratante oral Medline e deitar na DenTips. Utilize-o para cobrir suavemente o interior da boca (lábios interiores, dentes, língua e palato).



6  
Após a utilização, certifique-se de que a espuma está intacta antes de eliminar a DenTips®. Inspeccione a cavidade oral e remova quaisquer partículas, se as houver.

**Para saber mais sobre cuidados orais**, contacte entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)