

# VAPrevent®

Instrucciones de uso: MDS096513MEU



1 Con las manos enguantadas, inspeccione la boca del paciente y aplique el dentífrico en la cavidad bucal en caso necesario. A continuación, abra el envase y compruebe que la espuma de los hisopos de succión y de DenTips® está intacta.



2 Utilice una pieza de mordida cuando realice el cuidado bucal en pacientes con niveles alterados de conciencia o en aquellos que no comprenden ciertas órdenes. Abra el enjuague bucal Medline y viértalo en el recipiente.



3 Conecte el hisopo de succión a un tubo de aspiración estándar. Compruebe que está bien conectado.



4 Limpie con suavidad los dientes y las encías durante aproximadamente 1 o 2 minutos. Aplique succión obturando el orificio para el control de succión.



5 Abra el humectante bucal de Medline y aplíquelo sobre DenTips. Cubra con suavidad el interior de la boca (dientes, labios, lengua, paladar) con él.



6 Compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse de los hisopos de succión y de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier residuo que haya presente.

Para obtener más información sobre cuidado bucal, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)