

VAPrevent®

Mode d'emploi : MDS096572MEU



1 Avec vos mains gantées, vérifiez la bouche du patient et démarrez le système d'aspiration de la cavité buccale, si nécessaire. Puis, retirez le film d'emballage et vérifiez que la mousse de la brosse à dents à aspiration et du bâtonnet DenTips® est intacte.



2 Utilisez une pièce à mordre lors des soins bucco-dentaires chez les patients dont l'état de conscience est altéré. Ouvrez le rince-bouche Medline et versez-le dans le bac.



3 Connectez la brosse à dents à aspiration à la ligne d'aspiration standard. Vérifiez qu'elles sont solidement connectées.



4 Imprégnez la brosse à dents de rince-bouche. Brossez doucement les dents et les gencives pendant environ 1 à 2 minutes. Aspirez à l'aide de la commande au pouce.



5 Ouvrez la crème hydratante buccale Medline et pressez-la pour en déposer sur le bâtonnet DenTips. Frottez légèrement l'intérieur de la bouche (dents, lèvres, langue, palais).



6 Vérifiez que la mousse est intacte avant de mettre la brosse à dents à aspiration et le bâtonnet DenTips au rebut. Inspectez la cavité buccale et retirez-en les débris éventuellement présents.

Pour plus d'informations sur les soins bucco-dentaires, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou consultez notre site Internet sur : www.medline.eu/fr