

VAPrevent®

Gebruiksaanwijzing: MDS096572MEU



1
Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patiënt en zuig de mondholte zo nodig uit. Trek vervolgens de verpakingsfolie terug en zorg ervoor dat het schuim op de tandenborstel met afzuiging en DenTips® intact is.



2
Gebruik een bijtblok bij mondzorg voor patiënten met veranderde bewustzijnsniveaus of mensen die opdrachten niet kunnen bevatten. Open de Medline mondspoeling en giet deze in het bakje.



3
Sluit de tandenborstel met afzuiging aan op de standaard zuigleiding. Controleer op veilige verbinding.



4
Bevochtig de tandenborstel met mondspoeling. Poets zachtjes tanden en tandvlees gedurende ongeveer 1 tot 2 minuten. Zorg voor afzuiging door de duim poort te gebruiken.



5
Open de Medline mond bevochtiger en knijp het op DenTips Bedek de binnenkant van de mond er royaal mee (tanden, lippen, tong, gehemelte).



6
Zorg ervoor dat het schuim intact is voordat u de tandenborstel met afzuiging en DenTips verwijdert. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.

Voor meer informatie over mondverzorging kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: www.medline.eu/nl