

# VAPrevent®

Instruções de utilização: MDS096572MEU



1 Com luvas calçadas, examine a cavidade oral do paciente e aspire se necessário. Depois, puxe para trás a película da embalagem e certifique-se de que a espuma da escova de dentes com sucção e da DenTips® se encontra intacta.



2 Ao realizar a higiene oral em pacientes com níveis de consciência alterados ou em pacientes que não conseguem compreender ordens, utilize um afastador bucal. Abra o elixir Medline e deite-o no recipiente.



3 Conectar a escova de dentes com sucção a um tubo de sucção normal. Verifique se a ligação é segura.



4 Saturar a escova de dentes com o elixir. Escovar delicadamente os dentes e as gengivas durante aproximadamente 1-2 minutos. Aspirar, tapando a entrada do orifício da cânula, junto do polegar.



5 Abrir o hidratante oral e deitar na esponja. Aplicar livremente no interior da boca (dentes, lábios, língua, palato).



6 Certifique-se de que a espuma está intacta, antes de eliminar a escova de dentes e o DenTips®. Inspeccionar a cavidade oral e remover quaisquer partículas, se existirem.

Para ficar a saber mais sobre higiene oral, entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)