



Cómo usar: Gorro champú EasyBath®

Cuidado práctico y rápido del cabello

- 1 Prepare una toalla, lávese las manos y póngase guantes de examen si fuera necesario.
- 2 Caliente el gorro champú EasyBath durante 15 segundos en el microondas (1250 vatios máximo) o en el calentador inteligente de Medline. Abra el envase y extraiga el gorro.
- 3 Coloque el gorro en la cabeza del paciente. Si el paciente tiene el pelo más largo, tendrá que recoger el pelo en la parte superior de la cabeza antes de poner el gorro.
- 4 Masajea el pelo del paciente a través del gorro hasta que el pelo parezca completamente impregnado: de 1 a 2 minutos para pelo corto y de 2 a 3 minutos para pelo largo.
- 5 Quite el gorro y deséchelo en el recipiente de residuos apropiado. No se necesita aclarar el pelo.
- 6 Use una toalla para secar el pelo del paciente si fuera necesario y después peine el cabello.



APTO PARA USO CON
MICROONDAS

Max. 1250 W
15 segundos



SC230: con fragancia



SC231: sin fragancia



Para obtener más información sobre EasyBath, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite: www.medline.eu/es