



EasyBath®

Calentador inteligente

Modelo MSCEWARMER14S y MSCEWARMER28S

- 1** Coloque el Calentador Inteligente en el lugar donde se va a utilizar y asegúrese de que las rejillas de ventilación no están obstruidas. Enchufe el cable de alimentación en el módulo de alimentación de CA y encienda el dispositivo mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior del calentador.
- 2** El Calentador Inteligente está preparado para usarlo inmediatamente. Los LED del panel superior derecho se encenderán, tanto el rojo como el verde, y se verificarán automáticamente hasta que se muestre la temperatura actual de la cámara. El calentador comenzará a calentarse hasta la temperatura preestablecida de fábrica de 52 °C.
- 3** Si desea cambiar la temperatura preestablecida, puede hacerlo siguiendo los siguientes pasos. Pulse el botón «P» una vez y utilice las flechas para ajustar la temperatura. Para volver a la pantalla original, pulse «P» hasta que vea la temperatura del calentador. El Calentador Inteligente funciona en un rango de 38 °C a 54 °C.
- 4** Cargue los productos EasyBath. Es normal que la temperatura de la pantalla baje después de añadir nuevos productos a la cámara. A medida que se añade cada producto EasyBath, los indicadores de estado se iluminan. El Calentador Inteligente recuerda la secuencia en la que se añadieron los productos.

Indicadores luminosos

-  Luz roja fija: calentamiento
-  Luz verde fija: calentado y listo para usar
-  Luz verde intermitente: calentado, sacar primero
-  Luz roja intermitente: desechar, el producto ha estado en el calentador más de 250 horas



 Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el manual del dispositivo incluido en el envase.