



EasyBath®

Intelligente Verwarmer

Model MSCEWARMER14S en MSCEWARMER28S

1

Plaats de Intelligente Verwarmer op de plek waar deze zal worden gebruikt en zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. Sluit het netsnoer aan op de AC adapter en schakel het apparaat aan met behulp van de stroomschakelaar, die zich aan de achterkant van de verwarmer bevindt.

2

De Intelligente Verwarmer is direct klaar voor gebruik. De LEDs op de sensorpanelen die rechtop staan, zullen eerst rood en dan groen oplichten en zullen zichzelf testen totdat de huidige kamer temperatuur wordt weergegeven. De verwarmer zal beginnen met verwarmen tot de ingestelde temperatuur van 52° Celsius.

3

Als u de vooraf ingestelde temperatuur wilt wijzigen, kan dat door het uitvoeren van de volgende stappen. Druk eenmalig op de 'P' knop en gebruik de pijlen om de temperatuur aan te passen. Om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave, drukt u op 'P' totdat u de temperatuur van de verwarmer ziet. De Intelligente Verwarmer werkt in een bereik van 38° tot 54° Celsius.

4

Plaats de EasyBath producten. Het is normaal dat de temperatuur op het scherm daalt nadat nieuwe producten zijn toegevoegd aan de kamer. Als elk EasyBath product wordt toegevoegd, zullen de status indicatoren oplichten. De Intelligente Verwarmer onthoudt de volgorde waarin de producten zijn toegevoegd.

Indicatielampjes

- Continu rood lampje: verwarmen
- Continu groen lampje - Warm en klaar voor gebruik
- Knipperend groen lampje: Warm, als eerste gebruiken
- Knipperend rood lampje: weggoaien, product zit meer dan 250 uur in de verwarmer



Voor meer gedetailleerde instructies, kijkt u alstublieft op de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat bij de verpakking is bijgevoegd.

