

# Cómo utilizar la Grapadora de piel de Medline



Las grapadoras de piel de Medline están diseñadas para ser una solución de cierre de heridas intuitiva, fiable y versátil:

- Sistema de disparo único
- Contienen 35 grapas de acero inoxidable de grado médico
- Cuentan con una ventana transparente para colocar y ver con precisión las grapas restantes
- Tienen una forma rectangular para favorecer la estabilidad del cierre de la herida
- Están disponibles en 2 anchos de grapa.



F-35WB



F-35RB



1

Junte los bordes de la herida hasta que queden evertidos. Coloque la Grapadora de piel en la línea mediana de la herida. Sujétela verticalmente, con el descargador plano contra la superficie de la piel.



2

Lenta y firmemente pulse el disparador hasta su máximo recorrido, debería escuchar un clic claramente. Esto indica el cierre completo de la grapa. Al apretar la empuñadura, un yunque dobla automáticamente la grapa hasta obtener su forma adecuada.



3

Asegúrese de soltar el disparador por completo antes de levantar la grapadora totalmente de la piel.



4

Repita los pasos 1 a 3 hasta cerrar toda la herida.

Referencia	Descripción		Envasado	Número de componente del equipo
F-35WB	Grapadora con 35 grapas anchas Dimensiones de la grapa cerrada: 7,2 x 4,9 mm		5/caja, 100 unidades/caja	9080-EU
F-35RB	Grapadora con 35 grapas estándar Dimensiones de la grapa cerrada: 5,9 x 3,9 mm		5/caja, 100 unidades/caja	9081-EU

Para obtener más información sobre este producto o para recibir una demostración del producto, póngase en contacto con su Account Manager de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1346\_ES 04/2023

