

Come utilizzare la suturatrice cutanea Medline



Le suturatrici cutanee Medline sono progettate per essere una soluzione intuitiva, affidabile e versatile per la chiusura delle ferite.

- Funzionamento mediante sistema di innescio a singolo colpo
- Contengono 35 punti metallici in acciaio inossidabile di grado medico
- Carter integrato trasparente per il posizionamento preciso e la visualizzazione delle graffette rimanenti
- Chiusura a forma rettangolare per assicurare la stabilità della chiusura della ferita.
- Sono disponibili in 2 larghezze di pinzatura.



1 Tirare i bordi della ferita fino a farli rientrare. Posizionare la cucitrice cutanea sulla linea mediana della ferita. Tenere il dispositivo in verticale, con la punta piatta contro la superficie della pelle.



2 Stringere lentamente e con decisione il grilletto fino al massimo possibile. Si dovrebbe sentire un 'clic'. Questo indica la chiusura completa del punto metallico. Quando si stringe l'impugnatura, una leva piega automaticamente il punto metallico nella configurazione corretta.



3 Assicurati di rilasciare totalmente il grilletto prima di sollevare la suturatrice dalla pelle.



4 Ripetere le fasi da 1 a 3 fino a chiudere l'intera ferita.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Identificativo come componente del Kit
F-35WB	Cucitrice con 35 punti metallici larghi. Dimensioni dei punti metallici dopo la chiusura: 7,2 x 4,9 mm	5 unità per confezione di vendita 100/confezione	9080-EU
F-35RB	Suturatrice cutanea con 35 punti metallici normali. Dimensioni dei punti metallici dopo la chiusura: 5,9 x 3,9 mm	5 unità per confezione di vendita 100/confezione	9081-EU



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline o a visitare il nostro sito: www.medline.eu/it

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Shanghai International Holding Corp. GmbH
Erfstraße 80
20537 Amburgo, Germania

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1346_IT 03/2023