

Hoe de Medline Skin Stapler te gebruiken



Medline's Skin Staplers zijn ontworpen om intuïtief, betrouwbaar en makkelijk wonden te kunnen sluiten. Ze:

- Hebben een één-klik schietsysteem
- Bevatten 35 nietjes van medisch roestvrijstaal
- Hebben een transparant venster voor de juiste positionering en inzicht in het aantal nietjes
- Zijn rechthoekig, voor meer stabiliteit bij het sluiten van de wond
- Zijn verkrijgbaar nietjes in twee breedtes



1

Trek de randen van de wond naar elkaar toe totdat ze naar buiten draaien. Plaats de Skin Stapler op de middellijn van de wond. Houd het product verticaal, met de opening plat tegen het oppervlakte van de huid.



2

Druk langzaam op het handvat en knijp de trekker volledig in totdat u een hoorbare 'klik' hoort. Dit geeft de volledige sluiting van het nietje aan. Terwijl het handvat wordt ingedrukt, buigt een aambeeld automatisch het nietje naar de juiste configuratie.



3

Laat de trekker los, voordat u de nietmachine van de huid weghaalt.



4

Herhaal stappen 1 tot 3 totdat de hele wond gesloten is.

Artikelnummer	Omschrijving		Verpakking	Set onderdeelnummer
F-35WB	Nietmachine met 35 brede nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 7,2 x 4,9 mm		5/doosje, 100/doos	9080-EU
F-35RB	Nietmachine met 35 normale nietjes Afmetingen nietje na sluiting: 5,9 x 3,9 mm		5/doosje, 100/doos	9081-EU

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Deze producten zijn klasse IIa medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1346_NL 03/2023