

# Housses d'échographe stériles SonoGuard Plus

Gagner du temps et réduire le gaspillage tout en profitant d'une image échographique optimale



**Protection  
stérile pour  
housses  
d'échographe**

# Gain de temps, réduction du gaspillage et visibilité optimale

Les housses d'échographe stériles SonoGuard Plus sont dotées d'un film adhésif ClearView permettant de fixer la tête du transducteur à l'intérieur de la housse. L'utilisation de gel de contact à l'intérieur de cette housse est inutile, ce qui permet d'éliminer une étape de préparation supplémentaire. Et en raison des propriétés antidérapantes de la housse, l'utilisation d'un second élastique ou de ruban adhésif pour une meilleure fixation est facultative.

Après utilisation, la housse et le film adhésif peuvent être retirés de la sonde sans laisser de résidus. Plus besoin de nettoyer l'excès de gel de contact sur la sonde et le câble !



Réduisez le temps nécessaire à la préparation du transducteur grâce à l'adhésif ClearView, qui permet de déplier et de fixer aisément la housse.




Réduisez le temps nécessaire au nettoyage du transducteur après la procédure grâce à cette housse sans gel.



Obtenez une qualité d'image supérieure à celle obtenue avec une housse d'échographe traditionnelle, grâce à la technologie « zéro bulle ».



*Housse d'échographe traditionnelle*



*Housse d'échographe SonoGuard Plus*

# Mise en place



## Étape 1 :

Insérez une main dans la poche intérieure (la plus saillante), puis écartez les doigts pour éviter la formation de plis sur la surface adhésive.



## Étape 2 :

De l'autre main, retirez la protection en papier qui recouvre la surface adhésive.



## Étape 3 :

Le transducteur peut ensuite être placé sur l'adhésif. Vérifiez que l'adhésif est bien lisse à l'aide de la main située à l'intérieur de la housse. Une fois l'adhésif fixé, saisissez le transducteur à l'aide de la main située à l'intérieur de la housse.



## Étape 4 :

Pour envelopper le transducteur, retournez la housse en tirant sur la languette (1) à l'aide de la main libre, tout en tenant fermement le transducteur.



## Étape 5 :

La housse peut être déployée par-dessus le câble en tirant sur le bourrelet (2) sans toucher l'extrémité proximale de la housse.



## Étape 6 :

Pour éliminer l'air piégé ou les plis restants entre la surface adhésive ClearView et la façade du transducteur, le personnel stérile doit passer son doigt sur la zone concernée.



## Étape 7 :

Maintenez la housse fermement en place en appliquant un des rubans adhésifs ou élastiques fournis autour du transducteur.

## Étape 8 (facultative) :

À l'aide du second élastique ou du second ruban adhésif fourni, la housse peut être resserrée autour du câble au dos du transducteur pour une manipulation plus pratique.

# Caractéristiques

- Fabriquée en film de polyéthylène sans latex et sans phtalate
- Contient un film adhésif conducteur facilitant le positionnement de la sonde et ne laissant aucun résidu au retrait
- Pliage télescopique
- Contient des rubans adhésifs et des élastiques de fixation
- Longueurs disponibles : 40 cm, 80 cm, 120 cm et 160 cm
- Largeur : 18 cm
- Chaque kit stérile individuel est emballé dans un sachet pelable

## Informations de commande

### SonoGuard Plus

Référence	Dimensions	Conditionnement
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 unités/carton ; 100 unités/boîte
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 unités/carton ; 100 unités/boîte
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 unités/carton ; 100 unités/boîte
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 unités/carton ; 100 unités/boîte

### Kits SonoGuard Plus avec gel

Référence	Dimensions	Conditionnement
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 unités/carton ; 50 unités/boîte
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 unités/carton ; 50 unités/boîte
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 unités/carton ; 50 unités/boîte
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 unités/carton ; 50 unités/boîte

Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou visiter notre site Internet sur : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



**Medline International France SAS**  
Le Val St-Quentin  
2 Rue René Caudron  
Bâtiment 13F  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Kits sans gel :  Promexon GmbH  
Kreuzerstraße 10  
20095 Hamburg, Germany  0537

Kits avec gel : Pack de procédure d'après l'Art. 12 de la DDM 93/42/CEE.  Probe cover:  
Promexon GmbH  
Kreuzerstraße 10  
20095 Hamburg, Germany   Get:  
Tarkuuz Medikal  
Akçaburgaz, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:45/5  
34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey  2292

 PPP  Promexon GmbH  
Kreuzerstraße 10  
20095 Hamburg, Germany 

Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d'utilisation sur l'étiquette correspondante.

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2021 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1131\_FR 09/2021