

# Proteções de Sonda Ecográfica Estéril SonoGuard Plus

Poupe tempo e reduza o desperdício com uma imagem ecográfica sem restrições



**Barreira estéril  
para proteções de  
sonda ecográfica**

# Poupança de tempo, menos desperdícios e melhor visibilidade

As proteções de sonda ecográfica estéril SonoGuard Plus vêm com um filme ClearView adesivo para fixar a cabeça do transdutor ecográfico no interior da proteção. A utilização de gel de contacto dentro desta proteção é desnecessária, eliminando uma etapa de preparação adicional. E devido às propriedades antiderrapantes da proteção, a utilização de outro elástico ou tira adesiva para fixação adicional é opcional.

Após a utilização, a proteção e o filme adesivo podem ser removidos da sonda sem deixar resíduos. Não há necessidade de limpar o excesso de gel de contacto da sonda e do cabo!



Reduza o tempo necessário para preparar o transdutor em procedimentos, porque a proteção pode ser facilmente colocada e desdobrada, graças ao adesivo ClearView.




Reduza a quantidade de tempo necessário para limpar o transdutor após o procedimento, porque esta proteção não requer gel.



Consiga uma melhor qualidade de imagem do que com uma proteção de sonda de ecografia tradicional, graças à «tecnologia sem bolhas».



*Proteção de sonda ecográfica tradicional*



***Proteção de sonda ecográfica SonoGuard Plus***

# Aplicação



## **Passo 1:**

Introduza uma mão no bolso mais interno (mais saliente) e depois estique os dedos para evitar a formação de vincos na superfície adesiva.



## **Passo 2:**

Com a outra mão, retire o papel do forro da superfície adesiva.



## **Passo 3:**

O transdutor deve, então, ser colocado sobre o adesivo. Certifique-se de que o adesivo fica liso, utilizando a mão no interior da proteção. Depois de fixada, agarre o transdutor com a mão ainda no interior da proteção.



## **Passo 4:**

Para passar o transdutor, vire a proteção dobrada do avesso puxando a aba (etiqueta 1) com a mão exterior, enquanto segura no transdutor firmemente.



## **Passo 5:**

A proteção pode ser estendida ao longo do cabo, puxando para cima (etiqueta 2) sem tocar na extremidade proximal da proteção.



## **Passo 6:**

Para remover qualquer ar preso ou vincos entre a superfície adesiva ClearView e a face do transdutor, a pessoa estéril deve passar o dedo pela área afetada.



## **Passo 7:**

Mantenha a tampa firmemente no lugar através da aplicação de uma das fitas adesivas fornecidas ou elásticos à volta do transdutor.

## **Passo 8 (opcional):**

Utilizando a segunda fita adesiva ou elástico fornecidos, a proteção solta pode ser apertada ao cabo por trás do transdutor, para melhorar o manuseamento durante a utilização.

# Especificações

- Feita de película de polietileno sem látex nem ftalatos
- Inclui filme adesivo condutor para posicionar a sonda e com remoção sem resíduos
- Dobra telescópica
- Inclui tiras de fita adesiva e elásticos para fixação
- Comprimentos disponíveis: 40 cm, 80 cm, 120 cm e 160 cm
- Largura: 18 cm
- Cada kit unitário estéril é embalado numa embalagem com abertura tipo pestana

## Informações de encomenda

### SonoGuard Plus

Referência	Dimensões	Embalagem
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 unid./caixa; 100 unid./embalagem
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 unid./caixa; 100 unid./embalagem
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 unid./caixa; 100 unid./embalagem
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 unid./caixa; 100 unid./embalagem

### Kits SonoGuard Plus com gel

Referência	Dimensões	Embalagem
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 unid./caixa; 50 unid./embalagem
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 unid./caixa; 50 unid./embalagem
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 unid./caixa; 50 unid./embalagem
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 unid./caixa; 50 unid./embalagem

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



#### Medline International Portugal Unipessoal LDA



Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

Estes produtos são dispositivos médicos classe I estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.

Kits sem gel:  Prometec GmbH  
Kreuzerstraße 10  
20095 Hamburg, Germany  0537

Kits com gel: Conjunto para intervenções acc. Art. 12.º Diretiva 93/42/CEE.  Prometec GmbH  
Kreuzerstraße 10  
20095 Hamburg, Germany   Gel:  
Turkuaz Medikal  
Akcaburgaz, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:45/5  
34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey

 2292

 **PPP** Produtor do Conjunto para Intervenções:  
Prometec GmbH  
Kreuzerstraße 10  
20095 Hamburg, Germany

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2021 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1131\_PT 09/2021