


# Anwendungsleitfaden

UROSID® M5 Urinmesssystem mit Wechselbeutel


ASID  BONZ  
A MEDLINE COMPANY




## Vorbereitung




- Stellen Sie sicher, dass der Blasenkatheter steril bleibt.
- Verbinden Sie, nach dem Entfernen der Verschlusskappe, den Universalstufenkonnektor mit dem Blasenkatheter.



- Stellen Sie sicher, dass das Ablaufventil geschlossen und korrekt gesichert ist.






- Verwenden Sie den Beutelhalter, um das Messsystem in vertikaler Position, nahe dem Ende des Bettes, zu befestigen.



- Verwenden Sie die Kunststoffbänder und die Kordel zur zusätzlichen Fixierung.


## Richtige Einstellung und Platzierung




- Stellen Sie sicher, dass das Messsystem in vertikaler Position, nahe dem Ende des Bettes des Patienten, bleibt und der Schlauch weder Knicke noch Schlingen aufweist.

- Die nadelfreie Urinprobenentnahmestelle sollte flach aufliegen und der Blasenkatheter über den Oberschenkel des Patienten verlaufen.


## Überwachung der Urinproduktion




- Notieren Sie sich mithilfe der leicht ablesbaren Skala auf der Kammer des UROSID® M5 die Urinmenge Ihres Patienten.



- Öffnen Sie das dunkelblaue Ventil oberhalb der Messkammer vollständig, wie angezeigt, um den Urin in den Wechselbeutel abfließen zu lassen.




- Schließen Sie das dunkelblaue Ventil vollständig, sobald die Kammer entleert ist, um eine neue Überwachungsperiode zu beginnen.




- Öffnen Sie das Ablaufventil, um den Wechselbeutel zu entleeren und stellen Sie sicher, dass Sie es nach der Entleerung wieder schließen und korrekt positionieren.  
\*Nur für Wechselbeutel mit Ablaufventil

## Verfahren zur Urinprobeentnahme




- Positionieren Sie die Schlauchklemme nahe der nadelfreien Urinprobenentnahmestelle.
- Stellen Sie vor der Entnahme sicher, dass die Schlauchklemme für 10 bis 15 Minuten vollständig geschlossen ist  
(oder bis eine ausreichende Menge Urin zur Probenentnahme sichtbar ist).



- Reinigen Sie die nadelfreie Urinprobenentnahmestelle und wenden Sie Ihre lokalen Protokolle zur Sterilität an.



- Führen Sie jeweils die gesamte Luer-Spitze der Spritze ein, um eine Urinprobe zu entnehmen.




- Entfernen Sie die Spritze nach der Probenentnahme und denken Sie daran, die Klemme wieder zu öffnen.

# Wechselbeutelsysteme

Das UROSID® Urinmesssystem mit Wechselbeutel ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Medline bietet eine Variante der Urinmesssysteme mit einem Kreuzventil an, um dem Pflegepersonal zu ermöglichen, den Wechselbeutel über das Ventil zu entleeren. Bei der alternativen Variante ohne Ablassventil muss der Wechselbeutel ausgetauscht werden, sobald er voll ist.

## Wie funktioniert das?

Nachdem Sie den in der Kammer gesammelten Urin gemessen haben, öffnen Sie das Ventil an der Oberseite der Messkammer. Dadurch kann der Urin in den darunter liegenden Wechselbeutel abfließen.



## UROSID® M5 Urinmesssystem mit Wechselbeutel

REF 69050x-N

Artikelnummer	Beutelvolumen (ml)	Volumen des Urimeter (ml)	Schlauchlänge (cm)	Merkmal	Einheiten (ea)
690500-N	2.000	500	150	Kreuzventil	10
690501-N	2.000	500	150	Ohne Ablassventil	10

## Wechselbeutel für UROSID® M5 Urinmesssystem

REF 69050x-BAG

Artikelnummer	Beutelvolumen (ml)	Merkmal	Einheiten (ea)
690500-BAG	2.000	Kreuzventil	50
690501-BAG	2.000	Ohne Ablassventil	50



690500-N, 690501-N, 690500-BAG und 690501-BAG sind medizinische Produkte der Klasse I steril mit Messfunktion. Diese Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.

**EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)  
Einfuhrstraße 50  
20537 Hamburg, Deutschland  
**CE** 0123 (TUV)

**Für weitere Informationen** können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen:  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2023 Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1432\_DE 12/2023.