



Medline International Germany GmbH
 Medline-Str. 1-3
 47533 Kleve
 Deutschland
 Tel : +49 (0)2821-7510-0
 Fax: +49 (0)2821-7510-7802
www.medline.com/de



Technisches Datenblatt

MED-Gel Verfestigungs-Pulver

Artikelnummer(n)

RE2015 - RE2050

Beschreibung

MED-GEL ist ein Granulat aus quervernetztem Natriumpolyacrylat. Es verfestigt Absaugflüssigkeiten, die in Operationssälen oder Intensivstationen gesammelt werden um ihre sichere Entsorgung zu gewährleisten. MED-Gel wird auch in Laboratorien zur Verfestigung von Flüssigabfällen angewendet.

- **RE2015:** MED-GEL ist verpackt in einzelnen wasserlöslichen Päckchen
- 1 Päckchen = 1 Dosis = 15gr MED-GEL
- **RE2050:** MED-GEL ist in einem 2kg-Eimer in 2 Päckchen a 1g verpackt. Mit dem mitgelieferten Messbecher lässt sich MED-GEL genau dosieren.
1 voller Messbecher = 1 Dosis = 15gr MED-GEL

Zu verfestigende Flüssigkeitsmenge	Benötigte MED-GEL-Menge	Bei RE2015	Bei RE2050
1L	15 gr	1 Päckchen	1 Becher
1,5L	30 gr	2 Päckchen	2 Becher
3L	45 gr	3 Päckchen	3 Becher

Die Flüssigkeiten verfestigen sich nach ca. 10 – 15 Minuten. Neben der Flüssigkeitsmenge richtet sich die Dosierung nach der Zusammensetzung der Flüssigkeiten. Ein hoher Elektrolytanteil erfordert eine höhere Dosis. Fett kann die Effektivität ebenfalls teilweise herabsetzen. Für weitere Informationen und Hinweise lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung die in jedem Umkarton enthalten ist.

Materialien

Natriumpolyacrylat (95%), Wasser (5%).

Verpackung

RE2015: 200 Stück pro Karton (1 Karton enthält 2 Spenderboxen mit jeweils 100 Stück).
RE2050: 2 Eimer pro Karton (1 Eimer enthält 2kg Verfestigungspulver).

Sterilisation

Unsteril

Hersteller

Medline International France SAS
 EN ISO 13485

Regulatorische Vorgaben

Dieses Produkt unterliegt nicht der Medizinprodukterichtlinie

