



Medline France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

www.medline.com/fr



Fiche technique

Casaques de chirurgie renforcées

Référence(s)

Référence	Longueur (cm)	Taille	Conditionnement
9809CE	130	XL	22/carton
9812CEA	150	XLL	20/carton

Description

Un carré de transfert 60x60 cm, contient :

- 1 casaque de chirurgie Optima® renforcée avec bavette et passe pouce
- 2 essuie-mains

Matière(s)

Spunlace Optima® 74g/m² (polyester + cellulose)

Renforts :

- Manches : Spunlace Optima® 74g/m² (polyester + cellulose)
- Plastron : non tissé voie humide 58g/m² (cellulose)

Emballage

Sachet de stérilisation

2 sacs polyéthylène contiennent l'ensemble des sachets individuels

Fabricant

Medline France SAS

Certifié EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

Classe du dispositif : I stérile



Sans latex naturel



0123



STERILE EO

© 2011 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.
Tous droits réservés.

LIT-9809CE 9812CEA-
FR01

01.05.SUB.04