

Kits de monitorización de presión Compass

Mida la presión compartimental con precisión en solo unos segundos.



**Una presión
precisa más
sencilla que
nunca**



Kit de monitorización de presión lumbar

Referencia: COMPLUMB1

1x	Compass Lumbar
1x	Aguja; espinal, 22 g, 9 cm
3x	Compresas de TNT de 7,5 x 7,5 cm

Cantidad por caja: 16




Kit de monitorización de presión compartimental aguda

Referencia: COMPACUT1

2x	Compresas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
1x	Jeringa de 10 ml, L/L, 3 piezas
1x	Aguja; 18 g, 5 cm
1x	Compass Universal Hg

Cantidad por caja: 16



Kit de monitorización de presión compartimental crónica

Referencia: COMPCHRON1

1x	Compass Universal Hg
6x	Aguja; 18 g, 5 cm
1x	Jeringa de 20 ml, L/L, 3 piezas
10x	Compresas de TNT de 7,5 x 7,5 cm

Cantidad por caja: 16



Kit de monitorización de presión intraabdominal

Referencia: COMPABDO1

1x	Compass Universal Hg
3x	Jeringa de 10 ml, L/L, 3 piezas
1x	Fórceps; Kelly, metálicos, 14 cm
1x	Extensión del tubo; 100 cm
5x	Compresas de TNT de 7,5 x 7,5 cm

Cantidad por caja: 16

Compass Universal Hg

- Compatible con casi todas jeringas, agujas de cualquier calibre y todas las conexiones luer.
- Diseñado para la medición rápida y precisa de la presión del compartimento.
- Previene diagnósticos erróneos y complicaciones a largo plazo
- Muy rápido y fácil de usar



CUHG1-INT

Compass Lumbar



CLPH20001-INT

- Compatible con todas las agujas espinales y conexiones luer.
- Fácil manejabilidad por un solo médico.
- Se puede dejar en su lugar para permitir monitorizar la presión, tanto como se necesite.
- Permite la toma de muestras de líquido cefaloraquídeo.



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. ML1204_ES 10/2022.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, Francia

