

# In Europa hergestellte Gesichtsmasken





Das Medline Sortiment an chirurgischen Gesichtsmasken und Untersuchungsmasken ist auf hohem Niveau an Sicherheit und Komfort ausgelegt. Diese Masken sind auf die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal und für den täglichen Gebrauch zugeschnitten. Sie erfüllen die strengen europäischen Standards.



## Untersuchungsmasken




	Artikelnummer	Bakterielle Filtrations-effizienz (%)	Atemwiderstand (Pa/cm <sup>2</sup> )	Spritzbeständigkeit (kPa)	Verpackung
	BFE-230	99,8	49,6		50 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton
	<b>Ideal für Anwender mit empfindlicher Haut</b> Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, weiß, Ohrschlaufen				
	BFE-231	99,8	49,6		50 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton
	Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, blau, Ohrschlaufen				
	BFE-245	99,8	49,6	16	50 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton
	Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, lila, Ohrschlaufen				
	BFE-240	99,8	49,6	16	50 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton
	<b>Ideal für Anwender mit empfindlicher Haut</b> Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, weiß, Ohrschlaufen				

## Chirurgische Gesichtsmasken

	Artikelnummer	Bakterielle Filtrations-effizienz (%)	Atemwiderstand (Pa/cm <sup>2</sup> )	Spritzbeständigkeit (kPa)	Verpackung
	BFE-345	99,8	49,6	16	50 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton
	Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, lila, Bindebändern				
	BFE-346	99,8	49,6	16	50 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton
	Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, rosa, Bindebändern				

## Atemschutzmasken

Medline Atemschutzmasken wurden für ein hohes Maß an Schutz für das medizinische Fachpersonal und die Patienten entwickelt. Sie helfen, den Kontakt zu luftübertragenen Krankheitserregern zu reduzieren und bieten hohen Komfort bei langen Tragezeiten. Diese Masken sind in zwei oder drei Faltungen und verschiedenen Schutzklassen (FFP2 oder FFP3) erhältlich, angepasst an unterschiedliche Anforderungen.

	Artikelnummer	Gesamtleckage nach Innen (%)	Natriumchloridprüfung 95 l/min., % max.	Paraffinölprüfung 95 l/min., % max.	Verpackung
	1220	0,85	0,47	1,61	50 Stk./Packung, 200 Stk./Karton
	Flach gefaltet, Innen- und Außenseite aus 100 % Polypropylen, zwei Kopfbänder aus Polypropylen/Elastan, weiß, einzeln verpackt				FFP2
	2120L	1,95	0,4	0,57	25 Stk./Packung, 200 Stk./Karton
	Dreifach gefaltet, Innen- und Außenseite aus 100 % Polypropylen, zwei Kopfbänder aus Polypropylen/Elastan, weiß, einzeln verpackt				FFP2
	2130	1,95	0,4	0,57	25 Stk./Packung, 200 Stk./Karton
	Innen- und Außenseite aus 100 % Polypropylen, zwei Kopfbänder aus Polypropylen/Elastan, weiß, dreifach gefaltet und einzeln verpackt				FFP3





Erleben Sie hervorragenden Schutz und optimierte Lieferzeiten, mit unseren in **Europa hergestellten Gesichtsmasken.**



Dank der Beschaffung von Rohmaterialien aus **europäischen Ländern** sind wir in der Lage, zuverlässig und dennoch flexibel zu liefern.

Hergestellt in  
Frankreich,  
Europa



**Für weitere Informationen** wenden Sie sich bitte an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

Nicht verfügbar in CH.

Untersuchungsmasken und chirurgische Gesichtsmasken sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I.

Diese Produkte sind zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Vor Gebrauch sollten die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett aufmerksam durchgelesen werden.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2025 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1575\_DE 06/2025

INSPIRE  
Imp Hélène Boucher, ZA Les Béluzes  
42720 Pouilly /s Charlieu Frankreich

