

Gezichtsmaskers gemaakt in Europa





Ons assortiment chirurgische en procedurele gezichtsmaskers is ontworpen om een hoge mate van veiligheid en comfort te bieden. Deze maskers zijn speciaal ontworpen voor dagelijks gebruik door zorgprofessionals en voldoen aan de strenge Europese normen.

Proceduremaskers




	Artikelnummer	Bacteriële filtratie efficiëntie (%)	Ademhalingsweerstand (Pa/cm²)	Spat weerstand (kPa)	Verpakking
	BFE-230	99,8	49,6		50/doos, 2000/omdoos
	Ideaal voor de gevoelige huid Spunbond polypropyleen binnen- en buitenkant, wit, met oorlussen				Type II
	BFE-231	99,8	49,6		50/doos, 2000/omdoos
	Spunbond polypropyleen binnenkant, spunbond polypropyleen buitenkant, blauw, met oorlussen				Type II
	BFE-245	99,8	49,6	16	50/doos, 2000/omdoos
	Spunbond polypropyleen binnen- en buitenkant, paars, met oorlussen				Type IIR
	BFE-240	99,8	49,6	16	50/doos, 2000/omdoos
	Ideaal voor de gevoelige huid Spunbond polypropyleen binnenkant, spunbond polypropyleen buitenkant, wit, oorlussen				Type IIR

Chirurgische maskers

	Artikelnummer	Bacteriële filtratie efficiëntie (%)	Ademhalingsweerstand (Pa/cm²)	Spat weerstand (kPa)	Verpakking
	BFE-345	99,8	49,6	16	50/doos, 2000/omdoos
	Spunbond polypropyleen binnenkant, spunbond polypropyleen buitenkant, wit, met knoopplintjes				Type IIR
	BFE-346	99,8	49,6	16	50/doos, 2000/omdoos
	Spunbond polypropyleen binnenkant, spunbond polypropyleen buitenkant, roze, met knoopplintjes				Type IIR

Ademhalingsmaskers

Ademhalingsmaskers zijn ontworpen om zorgprofessionals en patiënten de best mogelijke bescherming te geven, door de blootstelling aan luchtgebonden ziekteverwekkers te beperken en comfort te waarborgen tijdens lange diensten. Deze maskers zijn beschikbaar in twee- of drievoudige vouwen en met uiteenlopende beschermingsniveaus (FFP2 of FFP3) om in diverse behoeften te voorzien.

	Artikelnummer	Totale inwaartse lekkage (%)	Natriumchloridetest 95 l/min, % max.	Paraffine-olie test 95 l/min, % max.	Verpakking
	1220	0,85	0,47	1,61	50/doos, 200/omdoos
	Plat gevouwen, 100% polypropyleen binnen- en buitenkant, dubbele polypropylene/elastane hoofdbanden, wit, per stuk verpakt				FFP2
	2120L	1,95	0,4	0,57	25/doos, 200/omdoos
	In drieën gevouwen, 100% polypropyleen binnen- en buitenkant, dubbele polypropylene/elastane hoofdbanden, wit, per stuk verpakt				FFP2
	2130	1,95	0,4	0,57	25/doos, 200/omdoos
	In drieën gevouwen, 100% polypropyleen binnen- en buitenkant, dubbele polypropylene/elastane hoofdbanden, wit, per stuk verpakt				FFP3




Ervaar uitstekende bescherming en een kortere levertijd met onze betaalbare, **in Europa geproduceerde** gezichtsmaskers.



Doordat wij onze grondstoffen uit Europese landen halen kunnen wij **zowel betrouwbaar als flexibel zijn in onze leveringen**

Gemaakt in
Frankrijk,
Europa



Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Proceduremaskers en chirurgische maskers zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen.

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2025 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1575_NL 05/2025

INSPIRE
Imp Hélène Boucher, ZA Les Bézuzes
42720 Pouilly /s Charlieu France

