



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

Compass UniversalHG für die Überwachung des intraabdominellen Drucks

Schnelle und präzise Überwachung des intraabdominellen Drucks

**Präzise
Druckmessung
leicht gemacht**



Überwachung des intraabdominellen Drucks



Verbinden Sie einen Verlängerungsschlauch mit dem Compass Gerät und befestigen Sie diesen fest am Probenahmeport des Foley-/Drainagebeutel-systems.

Die zuverlässige Messung des Blasendrucks ist entscheidend für die Früherkennung, Behandlung und Prävention der intraabdominellen Hypertonie (IAH) und des abdominellen Kompartmentsyndroms (ACS). Compass ermöglicht Ärzten die einfache, effiziente und zuverlässige Messung des intraabdominellen Drucks (IAP).

Vorteile und Funktionen von Compass

- **Intuitiv/einfach zu bedienen:** Ersetzt herkömmliche Druckwandler; LCD-Bildschirm zeigt leicht lesbare digitale Druckmesswerte an
- **Minimiert das Infektionsrisiko:** Direkte Verbindung mit dem Probenentnahme-Port des Foley-/Drainagebeutel-systems, um das System geschlossen und steril zu halten
- **Genaue, reproduzierbare Messungen:** Hilft bei der rechtzeitigen und präzisen IAH- oder ACS-Diagnose für den Druck im Bereich von -199 mmHg bis +999 mmHg
- **Schnelle Verfügbarkeit der Werte:** In nur 1 bis 3 Sekunden; Dies spart Zeit und beschleunigt die Behandlung.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
CUHG1-INT	Compass UniversalHG	5 Stück/Karton

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz


Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Compass UniversalHG ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse II für den professionellen Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.



 2797 (BSI, The Netherlands)

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. ML1015-DE 07/2020