



**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

## Compass Universal Hg para monitorización de la presión intraabdominal

Monitoree la presión intraabdominal rápidamente y con precisión

**Presión  
con precisión  
hecha sencillez**



# Monitorización de la presión intraabdominal



Conecte el tubo de extensión al dispositivo Compass y ajústelo de forma segura al puerto de toma de muestras de la sonda vesical o del sistema de drenaje.

La medición fiable de la presión vesical es crucial para la detección precoz, el tratamiento y la prevención de la hipertensión intraabdominal (HIA) y del síndrome compartimental abdominal (SCA). Compass permite a los profesionales medir la presión intraabdominal (PIA) fácilmente, de forma eficiente y fiable.

## Ventajas y características de Compass

- **Intuitivo/fácil de usar:** Sustituye a los transductores de presión tradicionales; pantalla LCD que muestra lecturas de presión digitales fáciles de leer
- **Minimiza el riesgo de infección:** Se acopla directamente al puerto de muestreo para mantener el sistema cerrado y fomentar la técnica aséptica
- **Mediciones reproducibles y fiables según la Norma ANSI:** Ayuda a realizar diagnósticos rápidos y precisos de HIA (Hipertensión Intraabdominal) o SCA (Síndrome Compartimental Abdominal) para presiones que van desde -199 mmHg a +999 mmHg
- **Lectura rápida:** En tan solo 1/3 segundos, lo que ahorra tiempo y favorece un tratamiento más rápido

## Información sobre pedidos

Referencia	Descripción	Envasado
CUHG1-INT	Compass Universal Hg	5 ud./envase


Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su delegado de ventas Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Avenida de Castilla 2  
Edificio Munich, Planta Baja  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es) | [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Compass Universal Hg son productos sanitarios de clase IIa cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Todos los derechos reservados. Queda reservado el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML1015-ES 06/2020