



**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS


# Compass UniversalHg pour la Surveillance de la PIA

Surveillez la Pression Intra-Abdominale rapidement et avec précision

**La précision de  
la mesure de  
pression tout  
simplement**



# Surveillance de la PIA



Connectez la tubulure d'extension au dispositif Compass et fixez-la solidement au port d'échantillonnage de la sonde urinaire de Foley ou du sac de drainage.

La mesure fiable de la pression vésicale est cruciale pour la détection précoce, le traitement et la prévention de l'hypertension intra-abdominale (HIA) et du syndrome du compartiment abdominal (SCA). Le Compass permet aux praticiens de mesurer facilement et efficacement la pression intra-abdominale (PIA) en toute confiance.

## Avantages et fonctionnalités du Compass

- **Intuitif / facile à utiliser:** Remplace les capteurs de pression traditionnels; L'écran LCD affiche des relevés de pression numériques faciles à lire
- **Minimise le risque d'infection:** Se fixe directement au port d'échantillonnage pour maintenir le système fermé et favoriser la stérilité
- **Mesures précises et reproductibles selon les normes ANSI:** Aide à fournir des diagnostics d'HIA ou de SCA précis et en temps opportun pour des pressions allant de -199 mmHg à +999 mmHg
- **Lecture rapide:** En seulement 1 à 3 secondes, vous gagnez du temps et favorisez un traitement plus rapide

## Informations de commande

Numéro d'article	Description	Emballage
CUHG1-INT	Compass UniversalHG	5 unités/carton

Pour plus d'informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



**Medline International France SAS**  
Le Val St-Quentin  
2 Rue René Caudron  
Bâtiment 13F  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Genève  
Suisse  
Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Compass UniversalHG est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l'étiquette correspondant.



2797 (BSI, The Netherlands)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML1015-FR 05/2020