




CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

Compass UniversalHG per il monitoraggio della IAP

monitoraggio della pressione addominale veloce ed accurato

**Monitoraggio
semplice
della IAP**





Collegare il tubo di prolunga al dispositivo Compass e fissarlo saldamente alla porta di campionamento del sistema foley / sacco di drenaggio.

La misurazione affidabile della pressione vescicale è fondamentale per la diagnosi precoce, il trattamento e la prevenzione dell'ipertensione intra-addominale (IAH) e della sindrome compartimentale addominale (SCA). Compass consente ai medici di misurare con sicurezza la pressione intra-addominale (IAP) in modo semplice ed efficace.

Vantaggi e caratteristiche di Compass

- **Facile da utilizzare:** Sostituisce i trasduttori di pressione tradizionali; Sullo schermo LCD viene visualizzato il valore della pressione, rendendone facile la lettura.
- **Riduce al minimo il rischio di infezione:** Si collega direttamente alla porta di campionamento per mantenere chiuso il sistema e promuovere la sterilità
- **Misurazioni accurate e riproducibili secondo gli standard ANSI:** Aiuta a fornire diagnosi di IAH o SCA tempestive e precise per i valori di pressione compresi tra -199 mmHg e +999 mmHg
- **Letture veloci:** Dopo soli 1- 3 secondi si ha il valore della pressione, questo permette di effettuare gli opportuni trattamenti in tempi rapidi.

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
CUHG1-INT	Compass UniversalHG	5 pezzi/confezione

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
 Piazzale della Resistenza 3
 50018 Scandicci
 Firenze
 Italia
 Tel.: +39 55 776 65 11
 Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle
 1204 Ginevra
 Svizzera
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com


FOLLOW US  

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML1015-IT 06/2020

 Centurion Medical Products Corporation
 100 Centurion Way
 Williamston, NC 45695, USA

 2797 (BSI, The Netherland)