



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS


Compass UniversalHG voor IAP Monitoring

Monitor intra-abdominale druk snel en nauwkeurig

**Nauwkeurige
drukmeting
eenvoudig
gemaakt**



IAP monitoring



Een betrouwbare meting van blaasdruk is cruciaal bij vroege opsporing, behandeling en het voorkomen van intra-abdominale hypertensie (IAH) en abdominaal compartimentsyndroom (ACS). Compass zorgt ervoor dat behandelaars eenvoudig en efficiënt een betrouwbare meting van de intra-abdominale druk (IAP) uit kunnen voeren.

Voordelen en eigenschappen van Compass

- **Gebruiksvriendelijk:** Vervangt traditionele druktransducers; Het LCD scherm laat duidelijk leesbare metingen zien
- **Minimaliseert het risico op infectie:** Verbindt direct met de monsterpoort om het systeem gesloten te houden en steriliteit te behouden
- **Nauwkeurige, reproduceerbare metingen volgens ANSI normen:** Helpt bij het leveren van tijdige en nauwkeurige IAH of ACS diagnoses voor drukniveau's variërend van -199 mmHg tot +999 mmHg
- **Snelle uitlezing:** In slechts 1 - 3 seconden. Dit bespaart tijd en bevordert snellere behandeling

Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
CUHG1-INT	Compass UniversalIHG	5 st/doos

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: nl.medline.eu



Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Compass UniversalIHG is een klasse IIa medisch hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



CE 2797 (BSI, The Netherlands)

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML1015-NL 06/2020