

Sistema Pulse Lavage

Para la limpieza y desbridamiento de heridas



El Sistema de lavado pulsátil preensamblado de Medline es una solución lista para usar, diseñada para su uso en diversas aplicaciones, como ortopedia, preparación para cirugía traumatológica e hidroterapia de heridas.



Disponibles con puntas de canal cónicas y coaxiales



Punta cónica




Punta coaxial


Dos programas:
Alto flujo (1200 ml/min)
y bajo flujo (600 ml/min)



Todos los componentes están contenidos en un único blíster estéril, preparado para su uso instantáneo.



Aspiración e irrigación integradas con tubo de aspiración, diseñado para ser compatible con todos los sistemas de aspiración.



Batería alcalina externa integrada y reciclable, fácil de desechar.

Información para pedidos

Referencia	Descripción	Envasado
201-04-00	Sistema de lavado pulsátil	6 ud./caja

Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestro sitio web: www.medline.eu/es

El Sistema de lavado pulsátil es un producto sanitario estéril de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1509_ES 12/2024



WELKANG LTD
Enterprise Park, NW Business
Complex, 1 Beraghmore Rd,
Derry, BT14 8SE, Irlanda del Norte

