

Systeme de lavage pulsé

Pour le nettoyage et le débridement des plaies



Le système de lavage pulsé pré-assemblé de Medline est une solution prête à l'emploi, conçue pour diverses applications parmi lesquelles la préparation à la chirurgie orthopédique et traumatologique, ainsi que l'hydrothérapie des plaies.



Disponible avec embouts de canal conique et coaxial


Embout conique

Embout coaxial


Deux programmes :
Haut débit (1 200 ml/min)
et bas débit (600 ml/min)



Tous les composants sont réunis dans un seul blister stérile, prêts à être utilisés immédiatement.



Aspiration et irrigation intégrées à la tubulure d'aspiration, conçue pour être compatible avec tous les systèmes d'aspiration.



Pile alcaline externe recyclable et intégrée, facile à éliminer.

Informations de commande

Référence	Description	Conditionnement
201-04-00	Système de lavage pulsé	6 unités/carton

Pour plus d'informations, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou de consulter notre site Web : www.medline.eu/fr

Le système de lavage pulsé est un dispositif médical non stérile de classe IIa destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure. © 2025 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1509_FR 01/2025



WELLKANG LTD
Enterprise Hub, NW Business
Complex, 1 Beraghmore Rd,
Derry, BT149 9SC, Irlande du Nord

