

# Pulse Lavage

Voor wondzorg en -reiniging



Het voorgemonteerde Pulse Lavage systeem van Medline is een kant-en-klare oplossing, ontworpen voor gebruik in verschillende toepassingen, waaronder orthopedie, voorbereiding op traumachirurgie en wondhydrotherapie.




Verkrijgbaar met kegel en coaxiale kanaal tips

Kegel tip  
Coaxiale tip

**Twee programma's:**  
Hoge stroomsnelheid (1200 ml/min)  
en lage stroomsnelheid (600 ml/min)



Alle componenten zitten in een enkele, steriele blisterverpakking, voor direct gebruik.



Geïntegreerde afzuiging en irrigatie met afzuigslang, ontworpen om te passen bij alle afzuigsystemen.



Geïntegreerde recyclebare externe alkaline batterij die gemakkelijk kan worden weggegooid.

## Bestelinformatie

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
201-04-00	Pulse Lavage systeem	6 stuks/doos

**Neem voor meer informatie** contact op met uw Medline account manager of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Het Pulse Lavage systeem is een steriel medisch hulpmiddel van klasse IIa dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2025 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1509\_NL 01/2025



WELIKANG LTD.  
Enterprise Park, NW Business  
Complex, 1 Beraghmore Rd,  
Derry, BT48 8SE, Noord-Ierland

