




ECONOMY „SAHARA“ OP-TISCHABDECKUNG

Medlines Economy „Sahara“ ist eine innovative OP-Tischabdeckung mit einem absorbierenden Kern und einer flüssigkeitsundurchlässigen Unterseite. Die OP-Tischabdeckung ist Teil von Medlines Quicksuite-Produktpalette, die auch Armstützen- und Kopfaufgabenabdeckungen sowie Hebetücher umfasst.

Die Economy „Sahara“ OP-Tischabdeckung hilft Ihnen die Herausforderungen im OP zu meistern durch:

- Mehr Effizienz
- Mehr Sicherheit
- Geringere Kosten



EIGENSCHAFTEN

- Die Polymertechnologie absorbiert Flüssigkeiten, nimmt sie schnell auf und schützt dadurch den intakten Hautzustand
- Einheitsgröße: 102 x 229 cm
- Wattierte, weiche Oberfläche
- Das Design als Einwegprodukt reduziert das Risiko einer bakteriellen Übertragung
- Versiegelte Kanten verhindern Flusen- und Fusselbildung
- Die PE-Beschichtung auf der Unterseite gewährleistet die Beweglichkeit der Abdeckung auf dem OP-Tisch

Artikelnr.	Beschreibung	VE
DYND4090E	Economy „Sahara“ OP-Tischabdeckung	20 Stück/Box