

Economy Sahara OP-Tischabdeckung

Für eine schnelle OP-Aufbereitung



Die QuickSuite® OP-Tischabdeckungs-Sets von Medline enthalten eine vielseitige Auswahl an Einwegkomponenten, die eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung des Operationstisches ermöglichen.

Unsere Economy Sahara OP-Tischabdeckung ist eine dieser Einwegkomponenten, die Sie dabei unterstützt, die Herausforderungen im OP zu meistern:

- Steigerung der Effizienz
- Erhöhung der Patientensicherheit
- Bereitstellung einer wirtschaftlichen Lösung

Besondere Eigenschaften

- Schnelle Aufnahme von Flüssigkeiten durch Polymertechnologie erhält den intakten Hautzustand
- Einheitsgröße: 102 x 229 cm
- Gestepte, weiche Oberfläche
- Die OP-Tischabdeckung als Einwegprodukt reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Versiegelte Kanten verhindern Fusselbildung
- Flüssigkeitsundurchlässig



Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Menge VE
DYND4090E	Economy Sahara OP-Tischabdeckung	20 Stück/ Karton

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu