

Cobertura Quirúrgica

Rendimiento Completo. Líderes en el sector.

The background of the advertisement is a photograph of a surgical drape. It is a light blue, textured fabric that is draped over a surface, creating deep folds and shadows. In the background, a person wearing a blue surgical gown and yellow gloves is visible, though out of focus. The overall lighting is bright and clinical.

**Envuelos
en confianza**

¿POR QUÉ UTILIZAR COBERTURA Y VESTIMENTA QUIRÚRGICAS DE MEDLINE?

El quirófano exige en todo momento productos con el mejor de los rendimientos.

Por ese motivo, Medline se centra en ofrecer continua y constantemente cobertura y vestimenta quirúrgica fiables. Al escuchar las opiniones de nuestros clientes, nos esforzamos por desarrollar productos que cumplan y superen las necesidades de los profesionales del quirófano.

Las ventajas de la cobertura y vestimenta quirúrgicas de Medline

- » Proveedor nº1 a nivel mundial
- » Utilizados en casi 23 millones de procedimientos quirúrgicos en toda Europa
- » La gama de productos más amplia del sector
- » Desarrollados por y para profesionales sanitarios
- » Adaptados a las necesidades de nuestros clientes
- » Cobertura y vestimenta en materiales del más alto rendimiento
- » La flexibilidad de una start-up con la estructura de una gran empresa multinacional
- » Maximización del valor desde la integración vertical, con equipos estándar y personalizados

2. RESISTENCIA FÍSICA

Los materiales con mayor peso y resistencia a la rotura ofrecen una mejor protección, sobre todo en casos de mucho movimiento, como puede ser los procedimientos de traumatología y ortopedia.

1. CONTROL DE FLUIDOS

Los materiales con refuerzos altamente absorbentes y capas impermeables, crean de protección que ayuda a evitar la penetración de la sangre y la contaminación por fluidos.

3. ADAPTABILIDAD Y FACILIDAD DE USO

La tecnología innovadora y las características de diseño de los materiales la seguridad del paciente, mejoran la adaptabilidad y ahorran tiempo de preparación en el quirófano.

4. AJUSTE PERFECTO

Batas quirúrgicas de un tejido suave y transpirable que permiten una libertad total de movimiento a quien las lleva.

5. RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PELUSAS Y LA ABRASIÓN

Materiales resistentes a la formación de pelusas y la abrasión, según la normativa vigente del sector, que soportan los rigores de la cirugía y ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.

INNOVACIÓN TOTAL


El quirófano nos exige el mejor rendimiento.

Por ello, Medline se centra en elevar el rendimiento sin comprometer su valor. Nos asociamos con nuestros clientes para diseñar elementos de cobertura quirúrgica específicos para procedimientos que cumplan sus expectativas y, después, vamos un paso más allá.


Diseñados para destacar en todas las áreas

- » Sus generosas dimensiones facilitan que se mantenga la esterilidad en el campo completo.
- » Los resistentes sujetatubos integrados aseguran cables y tubuladuras y ahorran tiempo de preparación.
- » Los adhesivos perimetrales proporcionan precisión y protección excepcionales en la zona de la incisión.
- » Los refuerzos anti-deslizantes ayuda a mantener el instrumental a mano, evitando caídas accidentales.
- » Los refuerzos extra-absorbentes en la zona crítica ofrecen el mayor grado de absorción y de resistencia a la abrasión donde más se necesita.*

En 2018, se realizaron cerca de 23 millones de procedimientos quirúrgicos en Europa con nuestros productos.



*Datos en archivo




PAÑOS Y SÁBANAS QUIRÚRGICOS OPS™ ESSENTIAL

HECHOS DE MATERIAL BILAMINADO, ABORBENTE E IMPERMEABLE A FLUIDOS

El material de dos capas Essential de Medline no solo absorbe líquidos y fluidos corporales, sino que su capa inferior ofrece una barrera total e impermeable frente a fluidos y bacterias.*

- » La tecnología avanzada del compuesto permite una adaptabilidad y comodidad excelente para el paciente.
- » La baja generación de partículas reduce los factores de riesgo asociados a infecciones.
- » Essential está disponible con y sin refuerzo de gran absorción en zonas críticas.
- » Este material cumple o supera los niveles de rendimiento de la norma EN 13795.*

*Datos




PAÑOS Y SÁBANAS QUIRÚRGICOS OPS™ ULTIMATE

UN PRODUCTO EXCLUSIVO DE MEDLINE QUE ES ABORBENTE, IMPERMEABLE Y CONFORTABLE

Hechos de un compuesto de tres capas de diferentes materiales, los paños y sábanas Ultimate están a la altura de su nombre, ya que toda la superficie del paño es absorbente, lo que ofrece una barrera 100% resistente frente a fluidos y bacterias, y además garantizando la comodidad del paciente.

- » Con escaso desprendimiento de partículas, lo que ayuda a reducir los factores de riesgo asociados a infecciones.
- » El material trilaminado, que es impermeable y absorbe fluidos, responde a las necesidades del personal sanitario en el quirófano.*
- » Una suave capa de material no tejido ayuda a gestionar la humedad del paciente durante intervenciones quirúrgicas largas.
- » Este material ofrece un alto nivel de rendimiento conforme a la norma EN 13795.*

*Datos




PAÑOS Y SÁBANAS QUIRÚRGICOS OPS™ ADVANCED

5 CAPAS DE RESISTENCIA, BARRERA ANTIMICROBIANA Y TRANSPIRABILIDAD

Compuestos por cinco resistentes capas SMMMS, se ajustan a la perfección, son suaves y ofrecen una barrera contra los microorganismos.*

- » La tecnología más moderna de tejido SMS garantiza una barrera excepcionalmente resistente.
- » La estructura microporosa de cinco capas proporciona una transpiración excelente y ayuda a gestionar la humedad del paciente.
- » La baja generación de partículas reduce los factores de riesgo asociados a infecciones.
- » Los refuerzos absorbentes en zonas críticas, de gran resistencia, ayudan a evitar la penetración de sangre y la contaminación por fluidos.

*Datos



PAÑOS Y SÁBANAS QUIRÚRGICOS ECLIPSE

TEJIDO CON ASPECTO Y TACTO DE ALGODÓN

Los tejidos de los paños quirúrgicos de Medline cumplen o superan las normas del sector.

- » Eclipse se adapta, es repelente y transpirable y ofrece la calidad como la del tejido textil.
- » La baja generación de partículas reduce los factores de riesgo asociados a infecciones.
- » Eclipse se puede utilizar con o sin un refuerzo absorbente adicional en las zonas críticas.
- » Este material cumple o supera los requisitos de rendimiento de paños del sector.



29466
MEDLINE
JL

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE NUESTRO CATÁLOGO DE PAÑOS, SÁBANAS Y EQUIPOS QUIRÚRGICOS COMPLETOS

1. ADHESIVOS PREMIUM DE GRADO MÉDICO



2. ETIQUETAS DE TRAZABILIDAD

Todos los envases incluyen, por lo menos, 4 pegatinas de trazabilidad



3. ETIQUETADO IDENTIFICATIVO

Etiquetado del producto claro, con referencia, descripción e ilustraciones bien visibles



4. CODIFICACIÓN POR COLORES

Para diferenciar entre distintos materiales



5. PICTOGRAMAS EXPLICATIVOS

Medline se encarga de mostrarle la posición del paciente y cómo desdoblar el paño o sábana, reduciendo así los errores al desplegarlo y la cantidad de componentes desechados



6. ENVOLTORIO DE SMS

Para una manipulación más segura





**Elige tu
protección**



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
Spain
Tel: 0034 900 600 602
Fax: 0034 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Estos productos son productos sanitarios de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Medline Industries, Inc. ML610-ES 04/2020.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

CE 2797 (BSI - The Netherlands)