

Campos Cirúrgicos

Fornecer liderança industrial focada no desempenho



**Envoltos
em
confiança**


PORQUÊ BATAS E CAMPOS CIRÚRGICOS MEDLINE?

As salas de operação exigem o melhor desempenho do produto em todos os momentos.

É por isso que a Medline se concentra em fornecer continuamente e consistentemente campos cirúrgicos e batas que são fiáveis e impulsionados pelo desempenho. Atentos ao feedback dos nossos clientes, desenvolvemos produtos que cumpram e superem as necessidades dos profissionais do bloco operatório.

As vantagens das batas e campos cirúrgicos da Medline

- » Fornecedor n.º 1 de campos cirúrgicos e batas no mundo
- » Usados em praticamente 23 milhões de procedimentos cirúrgicos em toda a Europa
- » A mais ampla linha de produtos do sector
- » Desenvolvidos por profissionais de saúde para profissionais de saúde
- » Adaptados às necessidades do cliente
- » Tecidos de campos e batas com o melhor desempenho
- » Flexibilidade de arranque na estrutura de uma grande empresa
- » Maximiza o valor da integração vertical com a distribuição e packs personalizados




2. RESISTÊNCIA FÍSICA

Os tecidos de gramagem superior e resistentes aos rasgões proporcionam uma proteção melhor em caso de muitos movimentos como a ortopedia.





1. CONTROLO DE FLUIDOS

Tecidos altamente absorventes e zonas impermeáveis a fluidos para criar uma barreira protetora e ajudar a impedir a passagem do sangue e a contaminação por fluidos.



3. MALEABILIDADE E CARÁTER PRÁTICO DA UTILIZAÇÃO

Tecnologias dos materiais e características de design inovadoras que ajudam a garantir a segurança do paciente, melhorar a maleabilidade e economizar tempo de preparação na sala de operações.



4. AJUSTE IDEAL

As batas fabricadas em tecidos respiráveis e macios, ajustam-se confortavelmente e permitem uma liberdade de movimentos aos seus utilizadores.

5. LIBERTAÇÃO DE PARTÍCULAS E RESISTÊNCIA À ABRASÃO

Os campos cirúrgicos resistentes à abrasão sem libertação de partículas ajudam a reduzir o risco de contaminação cruzada.



INOVAÇÃO ABRANGENTE



A sala de operações exige o nosso melhor desempenho.

É por isso que a Medline se concentra em elevar o desempenho sem comprometer o seu valor. Temos parcerias com os nossos clientes para conceber campos cirúrgicos específicos para procedimentos que atendam às suas expectativas, em seguida, elevamos a fasquia.

Desenhados para se destacarem em todas as áreas

- » Dimensões generosas que proporcionam um campo estéril completo.
- » Velcros integrados para fixarem cabos e tubos, poupando tempo de preparação.
- » Tira adesiva que proporciona delimitação com precisão e proteção excecionais na zona da incisão.
- » Reforços anti-deslizantes que mantêm os instrumentos no seu lugar evitando quedas acidentais.
- » Os reforços extra-absorventes na zona crítica, oferecem uma maior capacidade de absorção e de resistência à abrasão nas zonas onde é maior a necessidade.*

Em 2018, realizaram-se na Europa, cerca de 23 milhões de procedimentos cirúrgicos com os nossos produtos.




OPS™ ESSENCIAL CAMPOS CIRÚRGICOS

FABRICADOS EM MATERIAL BILAMINADO,
ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL A FLUIDOS

O material de duas camadas Essencial da Medline não só absorve líquidos e fluidos corporais, como também a sua camada interna proporciona uma barreira impermeável e completa contra fluidos e bactérias.*

- » A tecnologia avançada da composição, proporciona excelente maleabilidade e conforto do paciente.
- » O reduzido desprendimento de partículas, ajuda a reduzir os fatores de risco associados às infeções.
- » Essencial disponível com e sem reforço de alta absorção em zonas críticas.
- » Este material cumpre ou excede um nível de desempenho elevado em conformidade com a norma EN 13795.*

*Dados arquivados




OPS™ ULTIMATE CAMPOS CIRÚRGICOS

PRODUTO EXCLUSIVO DA MEDLINE
QUE ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL E
CONFORTÁVEL

São compostos por três camadas de diferentes materiais, os campos cirúrgicos Ultimate, fazem jus ao seu nome, absorvendo fluidos ao longo de todo o campo, proporcionando 100% força de barreira contra fluidos e bactérias e assegurando o conforto do doente.

- » Escasso desprendimento de partículas que ajuda a reduzir os fatores de risco associados às infeções.
- » O material trilaminado impermeável a fluidos e absorvente responde às necessidades da equipa cirúrgica na sala de operações.*
- » Uma camada de tecido-não-tecido suave ajuda a controlar a humidade do paciente em cirurgias longas.
- » Este campo tem um nível de desempenho elevado em conformidade com a norma EN 13795.*

*Dados arquivados




OPS™ ADVANCED CAMPOS CIRÚRGICOS

5 CAMADAS DE RESISTÊNCIA, BARREIRA ANTIMICROBIANA E TRANSPIRABILIDADE

Compostos por cinco camadas resistentes de SMMMS, com elevada drapabilidade, suavidade e uma barreira contra os microrganismos.*

- » A mais recente tecnologia de tecido SMS garante uma barreira excepcionalmente resistente.
- » A estrutura microporosa de 5 camadas proporciona uma excelente respirabilidade e ajuda a controlar a humidade dos pacientes.
- » O reduzido desprendimento de partículas, ajuda a reduzir os fatores de risco associados às infeções.
- » Os reforços absorventes e resistentes nas zonas críticas, ajudam a evitar a penetração e contaminação por fluídos.

*Dados arquivados




ECLIPSE CAMPOS CIRÚRGICOS

TECIDO COM APARÊNCIA E SENSAÇÃO DE ALGODÃO

Os tecidos dos campos cirúrgicos da Medline cumprem ou excedem os padrões da indústria.

- » Os campos Eclipse adaptam-se, são, repelentes e respiráveis e proporcionam qualidades semelhantes ao têxtil.
- » Reduzido desprendimento de partículas, que ajuda a reduzir os fatores de risco associados às infeções.
- » Os campos Eclipse podem ser usados com ou sem reforço absorvente adicional em zonas críticas.
- » Este campo cumpre ou excede os requisitos de desempenho de campos cirúrgicos da indústria.



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DO NOSSO PORTEFÓLIO DE CAMPOS CIRÚRGICOS E PACKS

1. ADESIVOS PREMIUM DE GRAU MÉDICO



2. ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE

Todas as embalagens, incluem, pelo menos, 4 etiquetas adesivas de rastreabilidade



3. ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS

Etiquetas claras do produto, com referência, descrição e ilustrações visíveis



4. CÓDIGO DE CORES

Para diferenciar os vários materiais



5. PICTOGRAMAS

O pictograma, identifica a posição do doente e como desdobrar o campo, reduzindo assim, o desdobramento inadequado e a eliminação desnecessária de campos cirúrgicos



6. PROTEÇÃO DE SMS

Para uma manipulação mais segura



**Escolha a sua
proteção**



**ALWAYS
ON.**


Medline International Portugal, Unipessoal, Lda


Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922

www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

Estes produtos são dispositivos médicos classe I, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML610_PT 05/2021.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI - The Netherlands)