

# CUIDANDO DE NUESTROS PACIENTES

Ultrasorbs protege la piel del paciente sin dejar de proteger las superficies

## ULTRASORBS AP

### Dirigido a pacientes con:

- Riesgo de presentar Úlceras por Presión
- Politraumatizados, UCI
- Elevado porcentaje de exudación (Quemados)
- Posquirúrgicos con elevado nivel de fluidos
- Dificultad para llevar a cabo los cambios posturales

### Indicaciones de uso:

- 1 Utilizar un único Ultrasorbs para cada situación
- 2 Colocar la parte con dibujos del Ultrasorbs del lado de la cama
- 3 Cambiar Ultrasorbs basándose en la cantidad y tipo de fluido del paciente
- 4 Ultrasorbs debe ser desechado como residuo sanitario

### Código de producto

Referencia	Descripción	Invasado
ULTRASRBE6191	Ultrasorbs AP, 58 x 91 cm	70/ Envase, 10/bolsa



### Características:

- Encapsula la humedad y mantiene seca la piel del paciente
- Previene la maceración de la piel
- Neutraliza el olor
- Principal componente polímero superabsorbente
- Seco al tacto en cuestión de minutos
- Impermeable y transpirable (compatible con colchones de baja pérdida de aire)