



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr/



Fiche technique

Blouses d'isolation imperméables bilaminées avec dos respirant

Référence(s)

Référence	Taille	Couleur	Longueur (A)	Largeur (B)
CRIE4040BC	L	Bleu	114cm	135cm
CRIE4041BC	XL		135cm	152cm
CRIE4040C	L	Jaune	114cm	135cm
CRIE4041C	XL		135cm	152cm
CRIE4042C	2XL		147cm	162cm

Description

Blouse d'isolation imperméable, liens au cou et à la taille, poignets en jersey

Matière(s)

Plastron et manches: Bilaminée/Spunbond - Grammage : 28g/m²
Dos: Polypropylène - Grammage: 15g/m²

Performances

Test	Produit chimique testé
EN 16523-1: Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.	Produit chimique testé Agent nettoyant avec glucoprotamine en concentration de 25-30% Temps de pénétration : >480 minutes
ISO811 - Résistance à la pénétration d'eau Valeur médiane	107 (cmH ₂ O)

Conditionnement

100 unités par carton

Emballage

10 sacs en polyéthylène contiennent l'ensemble des unités dans un carton

Fabricant

Medline International France SAS - EN ISO 9001

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Equipements de Protection Individuelle 2016/425 - Catégorie d'EPI: Catégorie I

Protection contre les risques mineurs :

- contact prolongé avec l'eau dans le milieu médical
- produits de nettoyage/d'entretien à faible action.

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Sans latex



Ne pas réutiliser



© 2021 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_ImpCovGown_CRIE404xC_FR04